




REHATEC®-Neuheiten

Heidelberger Liegebär Lasse 2020



Heidelberger Liegebär Lasse 2020



Horizontale und vertikale Höheneinstellung

Der höheneinstellbare Lasse 2020 ist für ein Stehen auf Augenhöhe vertikal bis zum Boden absenkbar. Horizontal ermöglicht die variable Transferhöhe von 62 bis 82 cm eine stressfreie Positionierung mit maximaler Sicherheit. Die Höheneinstellung ist mittels Gasfeder oder elektrisch möglich.




Umfangreiches Zubehör

Es ist eine Vielfalt an Zubehör erhältlich, wie diverse Seitenführungspelotten, winkelverstellbare Beinführung, Abduktionsverstellung, Leibchen in Bezugsfarbe und vieles mehr.



Neigungsverstellung

Das Rückenliegebrett ist in der Neigung von 0° bis 90° einstellbar.



Umrüstungs-Kit auf Höheneinstellung


Bestandsmodelle und Wiedereinsätze können dank eines Umrüstungs-Kits einfach und kostengünstig auf einen höheneinstellbaren Lasse 2020 umgerüstet werden.

Maße

Gr.	Tischhöhe	Kniehöhe	Beckenmitte	Schulterhöhe	Kniebreite	Beckenbreite	Brustbreite	Körpergröße	Max. Gewicht
Mini	35 - 60 cm	15 - 30 cm	ca. 30 - 50 cm	ca. 60 - 80 cm	5 - 6 cm	12 - 20 cm	12 - 20 cm	ca. 65 - 95 cm	30 kg
1	45 - 70 cm	20 - 40 cm	ca. 30 - 59 cm	ca. 64 - 101 cm	5 - 8 cm	14 - 23 cm	14 - 24 cm	ca. 75 - 115 cm	45 kg
2	55 - 85 cm	20 - 45 cm	ca. 42 - 69 cm	ca. 86 - 120 cm	7 - 9 cm	20 - 26 cm	20 - 28 cm	ca. 100 - 135 cm	45 kg


*Jahrzehntelange
Erfahrung im Bereich
Stehen in Rückenlage
mit dem tausendfach
bewährten ORIGINAL...*

*... mit
hochwertigen
Trevira® CS
Bezügen...*



*... jetzt vertikal
bis zum Boden
absenkbar...*

*... und horizontal mit
einer um 20 cm variierbaren
Transferhöhe.*



*Standardvariante weiterhin in 6 Größen verfügbar; Höheneinstellung für 3 Größen erhältlich, weitere Größen in Planung.

Gestellfarben für Liegebär Lasse 2020

 Reinweiß RAL 9010	 Narzissengelb RAL 1007	 Leuchtgelb RAL 1026	 Reinorange RAL 2004	 Leuchtorange RAL 2005	 Rubinrot RAL 3003
 Perl Rubinrot RAL 3032	 Erikaviolett RAL 4003	 Bordeauxviolett RAL 4004	 Ultramarinblau RAL 5002	 Verkehrsblau metallic* RAL 5026	 Perlnachtblau RAL 5026
 Wasserblau RAL 5021	 Lichtgrün RAL 6027	 Gelbgrün RAL 6018	 Perlgrün RAL 6035	 Leuchtgrün RAL 6038	 Anthrazitgrau matt RAL 7016m
 Silber metallic*	 Anthrazit metallic*	 Graphitschwarz matt RAL 9011m	 Tiefschwarz glanz RAL 9005g	* keine RAL-Farben	

Stoffe für Liegebär Lasse 2020 Hochwertige Trevira® CS Bezüge.

 Gelb/Grau GU700-S709	 Pink/Grau GU702-S709	 Rot/Grau GU703-S709	 Apfelgrün/Grau GU705-S709	 Hellblau/Grau GU707-S709	 Schwarz/Grau GU710-S709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weitere Farben auf Anfrage möglich, diese sind allerdings vom Umtausch ausgeschlossen.