

GMFCS
Level III-V

kg
max. 50



(-)5°-25°

(-)5°-37°

15-42 cm

46-58 cm

16-38 cm



Ich bin Dein mitwachsender Therapiestuhl.

Ich finde es richtig schön, Dich als Kleinkind oder Jugendlicher zu begleiten. Darum gibt es mich in vier Größen. Das Tolle ist, dass sich mein Sitz nach vorne und hinten kippen lässt – das geht ganz leicht mit einem Hebel. Und sogar so weit, dass Du Dich hinlegen und entspannen kannst. Damit Du immer mitten im Geschehen bist, lasse ich mich hoch und runter fahren. Ich helfe Dir auch dabei, Deine Rückenmuskulatur zu trainieren: Dazu nimmt man einfach ganz fix meine Rückenlehne ab.





Rückeneinheit

optional auch abnehmbar, kann im Winkel und in der Höhe eingestellt werden.

Beckengurt

gibt die nötige Sicherheit.

Grundgestell

ist standsicher und kompakt gefertigt.

Fußpedal

für die Höhenverstellung.

Kopfstütze

ist in Höhe, Tiefe und im Winkel einstellbar.

Thoraxpelotten

ermöglichen eine stabile und aufrechte Sitzposition.

Therapietisch

bietet viel Platz für Aktivitäten.

Sitzfläche

ist individuell anpassbar.

Fußbank

für eine gute Positionierung der Füße.

Laufrollen

in verschiedenen Größen erhältlich, erleichtern den Transfer.

**Mit einem Handgriff:
Wenn Du möchtest, kann mein
Rücken ganz einfach abgenommen
werden. Das bietet Dir mehr
Freiheit, Dich zu bewegen.**



Rahmenfarben

● Anthrazitgrau

● Telegrau 4 (Weißgrau)



Meine Kopfstütze mit winkelverstellbarer Seitenführung ist flexibel, anpassbar, praktisch und bietet einen großen therapeutischen Nutzen.

Daten	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 1b	Gr. 2
Sitztiefe*	15 - 25 cm	21 - 30 cm	26 - 36 cm	30 - 42 cm
Sitzbreite	16 - 26 cm	20 - 30 cm	20 - 30 cm	28 - 38 cm
Rückenhöhe mit kurzem Rücken	35 - 43 cm	35 - 43 cm	42 - 52 cm	42 - 52 cm
Rückenhöhe mit langem Rücken	42 - 52 cm	42 - 52 cm	53 - 63 cm	53 - 63 cm
Sitzhöhe	46 - 58 cm	46 - 58 cm	46 - 58 cm	46 - 58 cm
Sitzhöhe mit niedrigen Untergestell	35 - 40 cm	35 - 40 cm	-	-
Unterschenkellänge	17 - 25 cm	20 - 32 cm	28 - 40 cm	29 - 49 cm
Breite gesamt	45 cm	45 cm	53 cm	53 cm
Länge Grundrahmen	66 cm	66 cm	77 cm	77 cm
Sitzwinkel	(-)5° - 37°	(-)5° - 37°	(-)5° - 37°	(-)5° - 37°
Rückenwinkel	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°
max. Belastung	30 kg	30 kg	45 kg	50 kg
Gewicht	16 kg	17 kg	18 kg	19 kg
HMV-Nr.	26.11.05.0021			

* bei einstellbarer Beckenführung um 1 cm reduziert



Weitere Infos zu Stoffen & Stickereien
findest Du auf den Seiten 172 - 175.

Weitere Infos zu Zubehör & Begurtungen
findest Du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau Dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.

