

Entdecken Sie unser
vielseitiges Sortiment.



Brunner Orthopädie GmbH

St. Gallen
Rorschacherstrasse 170
CH-9000 St. Gallen
Telefon 071 544 99 80
info@brunner-orthopaedie.ch

Rumlikon
Dorfstrasse 28
CH-8332 Rumlikon
Telefon 043 523 01 24
admin@brunner-orthopaedie.ch

Weinfelden
Schuhhaus
Rathausstrasse 39
CH-8570 Weinfelden
Telefon 071 620 23 13
schuhhaus@brunner-orthopaedie.ch

www.brunner-orthopaedie.ch

2024/03



ENTDECKEN
SIE UNSER
ANGEBOT

DIE VIELFÄLTIGEN PRODUKTE DER SCHUHTECHNIK

Gesunde Füsse tragen
Sie durch alle Lebenslagen.

www.brunner-orthopaedie.ch

Inhaltsverzeichnis



Brunner Orthopädie GmbH

Die Brunner Orthopädie GmbH ist eines der führenden Unternehmen der technischen Orthopädie und Rehtechnik. Wir setzen uns ein, für jede Kundin und jeden Kunden eine individuelle, massgeschneiderte Lösung zu entwickeln. Bei uns erwartet Sie eine persönliche Beratung aus ganzheitlicher Sicht von erfahrenen Fachspezialisten.

Schuhtechnik	ab Seite 1
Gesund und Fit	ab Seite 14
Mobilität	ab Seite 19
Bad und WC	ab Seite 29
Vermietung	ab Seite 31

Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Modelländerungen, Preisänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Die Artikel können von den Abbildungen abweichen.

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Webseite.

www.brunner-orthopaedie.ch



Die vielfältigen Produkte der Schuhtechnik

Massgefertigte orthopädische Schuheinlagen, die exakt auf die Fussform und die spezifischen Anforderungen des Trägers abgestimmt sind. Diese Einlagen bieten Unterstützung, Entlastung und verbesserte Fussfunktion.

Die Schuhtechnik stellt auch **orthopädische Schuhzurichtungen** her. Dabei handelt es sich um Anpassungen an vorhandenen Schuhen, um spezifische orthopädische Bedürfnisse zu erfüllen. Das können zum Beispiel Aufbauten, Verstärkungen oder Modifikationen sein, die eine bessere Stabilisation, Korrektur oder Druckentlastung bieten.

Des Weiteren produziert die Schuhtechnik **orthopädische Spezialschuhe**, dazu gehören Schuhe, die Platz für Einlagen bieten, Schuhe, die Platz für Verbände ermöglichen, sowie Schuhe, die eine zusätzliche Stabilisation des Fusses bieten.

Ein besonderes Angebot der Schuhtechnik sind **orthopädische Massschuhe**. Diese werden komplett individuell nach den Bedürfnissen und Wünschen des Kunden gefertigt.



Die Schuhtechnik ist spezialisiert auf die Herstellung einer Vielzahl orthopädischer Produkte, die individuell an die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden angepasst sind.

Dazu gehören:

Orthopädische Massschuhe

Diabetes, Amputationen, Sensibilitätsstörungen / Polyneuropathie, Arthrose, mittelschwere bis schwere Deformitäten des Fusses.

Orthopädische Spezialschuhe

Für Einlagen geeignet, bei Verletzungen des Fusses und des Bandapparates, bei Lähmungen, bei Verbänden und Ödemen am Fuss.

Orthopädische Serienschuhe

Bei unterschiedlich langen Füßen, leichte Fussdeformitäten wie Plattfuss - Spreiz- Hohlfuss - oder Beinverkürzungen.

Orthopädische Schuhzurichtungen

Beinlängenausgleich im oder am Schuh, Abrolltechniken, Dämpfungselemente und Schuhboden-Versteifungen.

Orthopädische Massschuhe

Orthopädische Massschuhe sind speziell angefertigte Schuhe, die individuell auf die Bedürfnisse und Anforderungen einer Person zugeschnitten sind, insbesondere im Hinblick auf orthopädische Probleme oder Fussgesundheit

- **Individuelle Anpassung:** Jeder Schuh wird nach den spezifischen Massen und Bedürfnissen des Trägers hergestellt. Dies kann dazu beitragen, Druckstellen zu vermeiden und den Komfort zu verbessern, bzw. physiologisch abzurollen.
- **Unterstützung für Fussprobleme:** Orthopädische Massschuhe können für Menschen mit Fussproblemen wie Plattfüssen, Hohlfüssen, Fersensporen, Arthritis oder anderen Beschwerden konzipiert sein. Die Schuhe können spezielle Einlagen, Stützen oder andere Anpassungen enthalten, um diese Probleme zu lindern.
- **Medizinische Fussbettungen:** Oftmals werden spezielle Fussbettungen in die Schuhe integriert, um den Fuss optimal zu stützen und eventuelle Fehlstellungen zu korrigieren.
- **Materialien und Konstruktion:** Die Materialien, aus denen orthopädische Massschuhe hergestellt werden, sind von hoher Qualität und können je nach Bedarf gepolstert, gestützt oder verstärkt sein. Die Konstruktion des Schuhs ist darauf ausgerichtet, die natürliche Fussbewegung zu unterstützen.

3



Orthopädische Spezialschuhe

Diese können ebenfalls individuell angepasst sein, aber der Grad der Anpassung kann variieren. Manchmal können orthopädische Spezialschuhe auch eine Art von Standardoptionen sein, die für bestimmte orthopädische Bedingungen optimiert sind.

FÜR VERBÄNDE

(Hallux OP und für Verbände)

FÜR EINLAGEN

(Der Schuh muss ausreichend Platz für Schuheinlagen besitzen)

FÜR ORTHESEN

(Ihre Fuss- oder Beinorthese sollte hineinpassen)

FÜR STABILISATION

(Sprunggelenksverletzung)

4



Orthopädische Serienschuhe

Der Serienschuh ist ein Halbfertigprodukt oder ein Konfektionsschuh, der so angepasst wird, dass Füße mit leichten und mittleren Deformitäten genügend Platz haben, um Druckstellen zu vermeiden.



- Wir können einen hochwertigen Schuh auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
- Wir sind sehr bemüht, den am besten passenden Schuh für Sie zu finden, wobei die Optik des Schuhmodells auf Sie abgestimmt wird.

Der orthopädische Serienschuh wird als teilfertiges Produkt geliefert und anschliessend an die individuellen Anforderungen und Beschwerden der Füße sowohl in Form als auch in Funktion angepasst und ergänzt.

Die Anpassung eines Serienschuhs erfordert weniger Zeit im Vergleich zur Herstellung eines massgefertigten Schuhs, was die Wiederherstellung der Mobilität des Patienten beschleunigt.

Orthopädische Schuhzurichtung

Schuerhöhung zum Beinlängenausgleich

Abrollhilfe:

Ballenrolle | rückversetzte Abrollhilfe

Entlastungsrollen:

Abrollrampe | Schmetterlingsrolle | Absatzrolle | Pufferabsatz

Korrigierende Elemente

Aussenranderhöhung medial | lateral | Richtungsrolle

Anpassungen im Schaftbereich

Brandsohlenverbreiterungen | Stellung des Schuhbodens | Schaftausweitung



Schuheinlagen nach Mass

Unsere Philosophie besteht darin nicht nur die Symptome, wie Schmerz oder Bewegungseinschränkung zu behandeln, sondern auch die Ursache ausfindig zu machen und zu eliminieren.

Unser Ziel ist es eine grösstmögliche Fussbeweglichkeit durch Aktivierung der Muskulatur zu erreichen. Dadurch wollen wir das Wohlbefinden unserer Kundinnen und Kunden verbessern.

Bei uns finden Sie diese verschiedenen Einlagentypen:

- Arbeit / Alltag
- Freizeit / Sportaktivitäten
- Neurologische / orthopädische Bedürfnisse
- Kinderversorgungen



NACH
MASS

3D Scanner

Ablauf

Schritt 1

Erstellung elektronischer 3D Fuss Scan
Statische und dynamische Analyse
Bildliche Dokumentation

Schritt 2

Massgenaue Herstellung der Einlagen

Schritt 3

Anprobe und Anpassung

Schritt 4

Optimierung der Einlagen bei Bedarf (nach ca. 4-6 Wochen)

Hinweis: Aufgrund der individuellen Diagnose und Empfindung variiert die Gewöhnungszeit zwischen 2-5 Wochen.

Schritt 5

Empfehlung einer Kontrolle der Einlagen nach einem Jahr

Fussübungen zur Stabilisierung und Kräftigung



Sitzend:

Zehen auf den Boden abstellen. Kreisen Sie nun mit den Fersen erst rechts und dann links herum.

Ausführung: 15 Wiederholungen, 30 Sekunden Pause, 2-3 Serien.

Ziel: Durchblutungsförderung und Beweglichkeit der Fuss - und Zehengelenke.




Auf dem Rücken liegend oder sitzend:

Kreisen Sie die Füße mehrmals aus dem Fussgelenk heraus - erst nach aussen, dann nach innen.

Ausführung: 15 Wiederholungen, 30 Sekunden Pause, 2-3 Serien.

Ziel: Beweglichkeit des oberen und unteren Sprunggelenks.




Stehend:

Gehen Sie einige Schritte auf den Zehenspitzen, auf den Fersen oder mit gekrümmten Zehen.

Ausführung: 5 Wiederholungen, 30 Sekunden Pause, 1-3 Serien.

Ziel: Kräftigung der Zehenbeuger und des Längsgewölbes.



Sitzend:

Stellen Sie im Sitzen beide Füße nebeneinander und heben Sie die Fersen an. Rollen Sie nun langsam und bewusst den Fuss ab. Steigern Sie langsam die Geschwindigkeit.

Ausführung: 5-10 Wiederholungen, 30 Sekunden Pause, 2-3 Serien.

Ziel: Durchblutungsförderung, Koordination



Schuhhaus

Finden Sie bei uns Schuhe, die zu Ihren Lieblingen gehören. Denn Ihre Füße stehen bei uns im Mittelpunkt. Bequeme Schuhe sind unsere Leidenschaft, denn ein guter Schuh trägt Sie durch alle Lebenslagen.

Gute Qualität steht bei uns im Vordergrund. Darum führen wir Schuhe von renommierten Markenherstellern, die Stil und Komfort vereinen.

Entdecken Sie unser umfassendes Sortiment in unserem Schuhhaus in 8570 Weinfelden.

Eine ausgesuchte Auswahl ist auch an unseren weiteren Standorten erhältlich.



"Ob elegant oder sportlich. Altbewährt oder modern.
Wir führen Damen- und Herrenschuhe für jedes Alter."

MEINDL

Shoes For Actives

waldläufer 

LOWA
simply more...

**Finn
Comfort**
GERMANY



Schuhreparaturen aller Art

Unser langjähriger Schuhmacher ist gerne für Ihre Schuhe da.

Dienstleistungen:

- Sohlen (Gummisohlen und Ledersohlen)
- Absätze
- Spitzen
- Erhöhungen
- Näharbeiten
- Fersenfutter
- Schuhe ausweiten
- Orthopädische Schuhaarbeiten

Zusätzlich bieten wir diverse Pflegeprodukte für Ihre Schuhe an.

Bandagen & Orthesen



Versorgung aus ganzheitlicher Sicht



15



16

Bandagen und Orthesen

Bandagen stabilisieren Gelenke und Knochen bei Gelenkerkrankungen, Unfällen sowie Sportverletzungen. Zudem können Bandagen auch vorbeugend, zur Prophylaxe beim Sport eingesetzt werden.

Orthesen sind medizinische Hilfsmittel, die zur Stabilisierung, Entlastung, Führung, Ruhigstellung oder Korrektur von Gliedmassen eingesetzt werden. Sie schützen und stützen den Bewegungsapparat.

Zusätzlich bieten wir Orthesenversorgungen nach Mass an und können so individuell auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden eingehen.

 **SPORLASTIC®**

Einsatzbereich:

- ✓ Schulter
- ✓ Ellenbogen
- ✓ Hand
- ✓ Daumen
- ✓ Sprunggelenk
- ✓ Knie
- ✓ Wirbelsäule
- ✓ Rücken
- ✓ Rumpf





Ihr Fachgeschäft



©Bilder SIGVARIS GROUP

Kompressions- und Lymphstrümpfe

Kompressionstrümpfe liefern Druck von aussen und unterstützen somit die Rückbildung von Schwellungen und schmerzhaften Stauungen. Gönnen Sie Ihren Beinen Entlastung, Erholung und somit ein unbeschwerteres Leben.

Bei der medizinischen Kompressionstherapie wird eine Art elastische Vorrichtung auf Gliedmassen oder andere Körperteile angewendet, um einen kontrollierten Druck auf diese auszuüben. Dabei werden die Venenwände zusammengedrückt und die Durchblutungsrate verbessert.

Lassen Sie sich professionell von uns als Fachhändler beraten und vermessen.

nach
Mass

Jetzt Termin
vereinbaren!

✓ auch Armversorgungen

Einsatzbereich:

- ✓ Schwere Beine
- ✓ Besenreiser
- ✓ Krampfadern
- ✓ Venöse Ödeme
- ✓ Lymphödeme
- ✓ Lipödeme
- ✓ Diabetes
- ✓ Im Alltag
- ✓ Bei der Arbeit
- ✓ Auf Reisen
- ✓ Während der Schwangerschaft
- ✓ Beim Sport
- ✓ Zur Prävention

Wir bieten Flachstrick und Rundstrick
Versorgungen an!



MIETE
möglich

ab 156.-
inkl. MWST

Gehbock / Gehgestell Asteria

Sicher, höhenverstellbar und faltbar

- Farbe: Grau
- Gesamtbreite: 66 cm
- Höhenverstellbar
- Faltbar
- Gewicht: 3 kg
- Max. Belastbarkeit: 135 kg

Artikel-Nr. P409
Bezeichnung Gehbock Asteria
Preis inkl. MWST ab CHF 156.-
Mietkosten inkl. MWST CHF 30.- pro Monat <i>zzgl. einmalige Grundgebühr: CHF 10.-</i>

Unterarmgehstützen und Gehstöcke

- Verschiedene Ausführungen erhältlich
- In zwei Farben erhältlich
- Höhenverstellbar
- Max. Belastbarkeit je nach Modell bis zu 140 kg

ab 79.-
inkl. MWST



Zubehör




Artikel-Nr. 40414	Bezeichnung Gehstöcke	Preis inkl. MWST ab CHF 79.-
-----------------------------	---------------------------------	--



ab 59.-
inkl. MWST

✓ auch für Kinder

Artikel-Nr. 163 00283	Bezeichnung Unterarmgehstützen Unterarmgehstützen für Kinder	Preis inkl. MWST ab CHF 89.- ab CHF 59.-
-------------------------------------	--	--



Zubehör



MIETE
möglich

ab 459.-

inkl. MWST

Rollator Server Der Klassiker




REHASENSE

Für den Innen- und Aussenbereich

- Verschiedene Grössen L / M
- Bis zu 3 Farben erhältlich (je nach Grösse)
Rot, Champagner, Anthrazit
- Gesamtbreite: 61 cm
- Gesamtlänge: 66 cm
- Einkaufstasche (Ladegewicht: max. 5 kg)
- Soft-Räder
- Inkl. Stockhalter
- Gewicht: ca. 7 kg
- Max. Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nr. SRL600UP (Grösse L) SRM550UP (Grösse M)
Bezeichnung Rollator Server
Preis inkl. MWST ab CHF 459.-
Mietpreis inkl. MWST CHF 45.- pro Monat <i>zzgl. einmalige Grundgebühr: CHF 35.-</i>



Zubehör



ab 649.-

inkl. MWST

Rollator Athlon SL – Carbon Das Leichtgewicht

Für den Innen- und Aussenbereich

- Verschiedene Grössen L / M
- Bis zu 2 Farben erhältlich (je nach Grösse)
Schwarz, Rot
- Gesamtbreite: 61 cm
- Gesamtlänge: 66 cm
- Einkaufstasche (Ladegewicht: max. 5 kg)
- Soft-Räder
- Aus Carbon
- Inkl. Stockhalter
- Gewicht: ca. 5,3 kg
- Max. Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nr. CRL600UP (Grösse L) CRM550UP (Grösse M)
Bezeichnung Rollator Athlon SL
Preis inkl. MWST ab CHF 649.-



ab 279.-
inkl. MWST

Rollator Pixel Für den Innenbereich



REHASENSE

Schmal, leicht und wendig

- Standard-Grösse
- Farben: Toffee/Braun, Schwarz/Champagner
- Gesamtbreite: 54 cm
- Gesamtlänge: 64 cm
- Einkaufstasche (Ladegewicht: max. 5 kg)
- Gewicht: ca. 5,2 kg
- Max. Belastbarkeit: 110 kg

Artikel-Nr. PRBRL700 (Toffee/Braun) PRCBL700 (Schwarz/ Champagner)
Bezeichnung Rollator Pixel Indoor
Preis inkl. MWST ab CHF 279.-



ab 399.-
inkl. MWST

Rollator Topro Hestia Für den Innenbereich



Mit integrierten Aufstehgriffen

- Standard-Grösse
- Farbe: Silber
- Gesamtbreite: 55,5 cm
- Gesamtlänge: 63 cm
- Einkaufstasche (Ladegewicht: max. 5 kg)
- Faltbar
- Gewicht: ca. 6,9 kg
- Max. Belastbarkeit: 110 kg

Artikel-Nr. 119010
Bezeichnung Rollator Topro Hestia
Preis inkl. MWST ab CHF 399.-



Zubehör



MIETE
möglich

ab 980.-
inkl. MWST

Rollstuhl Meyra 1.750



Im Vordergrund steht die eigene Mobilität

- Sitzbreite: 38 bis 53 cm
- Mit Begleitpersonenbremse
- Faltbar
- Seitenteil hochklappbar
- Gesamtbreite: 61 cm (bei Sitzbreite 43 cm)
- Gewicht: ca. 16 kg
- Max. Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nr. 917290
Bezeichnung Rollstuhl Meyra 1.750
Preis inkl. MWST ab CHF 980.-
Mietkosten inkl. MWST CHF 4.32 / Tag zzgl. einmalige Grundgebühr: CHF 143.77



MIETE
möglich

ab 528.-
inkl. MWST



Transportrollstuhl Bobby Evo



Leicht, faltbar und kompakt

- Sitzbreite: 42 cm oder 48 cm
- Gesamtbreite: 49 cm oder 55 cm
- Farbe: Weiss
- Rücken nach hinten klappbar
- Armauflagen abklappbar
- Beinstützen nach innen/aussen abklappbar
- Beckengurt
- Gesamtgewicht: ca. 9,6 bis 10 kg
- Max. Belastbarkeit: 115 kg

Artikel-Nr. 5143287 (SB42) 5143288 (SB48)
Bezeichnung Transportrollstuhl Bobby
Preis inkl. MWST ab CHF 528.-
Mietkosten inkl. MWST CHF 4.32 / Tag zzgl. einmalige Grundgebühr: CHF 143.77



27

Scewo BRO Elektrorollstuhl

Der Elektrorollstuhl Scewo BRO kombiniert als einziger weltweit das Fahren auf zwei Rädern mit dem Treppensteigen.

Doch nicht nur die Technologie ist einzigartig, auch das unverwechselbare Design zeichnet den Elektrorollstuhl aus. Ein Gerät, das nicht nur individuellen Sitzkomfort bietet, sondern dank zukunftsweisender Technik eine intuitive Bedienung ermöglicht. Futuristisch, ästhetisch, funktional.

Beim Treppensteigen gleicht sich der Sitz automatisch aus, sodass man immer aufrecht sitzt. Dank integriertem Sitzlift ist man immer auf Augenhöhe mit dem Gesprächspartner. Ausgestattet mit Sensoren misst BRO die Umgebung aus und erkennt so zum Beispiel das Ende einer Treppe ganz alleine.

Preis auf Anfrage



*kostenlose
Testfahrt!*

28

Elektrorollstuhl Scewo BRO Die neue Generation

Technische Daten:

- Reichweite: 35 km
- Geschwindigkeit: 10 km/h
- Max. Steigung im Fahrmodus: 10%
- Max. Steigung im Treppenmodus: 72%
- Max. Steigung im Raupenmodus: 72%
- Treppensteigen
- Klappbar (einfaches Verladen)
- Sitzhöhe/Rückenlehne/Beinstütze elektr. verstellbar
- Via Scewo App steuerbar
- Diverses Zubehör erhältlich (Kopfstütze, Pelotten etc.)
- Transportabmessungen: 1195 x 688 x 735 mm
- Max. Belastbarkeit: 120 kg





ab 93.-

inkl. MWST

In verschiedenen Farben erhältlich

- Farben: Grau, Eisblau
- Sitzhöhe verstellbar: 42 bis 57 cm
- Gesamtbreite: 52 cm
- Drei Gummifüsse für sicheren Halt
- Gewicht: 2,6 kg
- Max. Belastbarkeit: 130 kg

Duschhocker Etac Edge

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MWST
81801010	Duschhocker (Grau)	CHF 93.-
81801030	Duschhocker (Eisblau)	CHF 93.-

Badewannenbrett Etac Fresh

Zwei verschiedene Längen erhältlich

- Farbe: Weiss
- Länge: 69 cm oder 74 cm
- Mit Handgriff
- Gewicht: 2,1 kg
- Max. Belastbarkeit: 150 kg



ab 69.-

inkl. MWST

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MWST
81600014	Badewannenbrett (69 cm)	ab CHF 69.-
81600024	Badewannenbrett (74 cm)	ab CHF 72.-



ab 195.-

inkl. MWST

Duschstuhl Etac Swift

In verschiedenen Farben erhältlich

- Farbe: Grau
- Sitzhöhe verstellbar: 42 bis 57 cm
- Gesamtbreite: 54,5 cm
- Gummifüsse für sicheren Halt
- Gewicht: 3,1 kg
- Max. Belastbarkeit: 160 kg

Diverses Zubehör erhältlich:
Softsitz, Softrücken, Seifenschale.

Artikel-Nr.	81701430 (Grau)
Bezeichnung	Duschstuhl Etac Swift
Preis inkl. MWST	ab CHF 195.-

Vermietung

Die Miete ist oft eine sinnvolle und kostengünstigere Alternative zum Kauf. Falls der gemietete Artikel doch länger benötigt wird, bieten wir faire Konditionen für einen möglichen Kauf aus der Miete an.



Mietliste

Mietartikel	Grundgebühr (einmalig)	Mietpreise
<u>Mobilität</u>		
Gehbock / Gehgestell	CHF 10.-	CHF 30.- / Monat
Rollator	CHF 35.-	CHF 45.- / Monat
Rollator mit Unterarmauflagen	CHF 35.-	CHF 55.- / Monat
Standard-Rollstuhl	CHF 143.77	CHF 4.32 / Tag
Kinderrollstuhl	CHF 143.77	CHF 4.32 / Tag
Transfer-/Transportrollstuhl	CHF 143.77	CHF 4.32 / Tag
Pflegerrollstuhl	CHF 143.77	CHF 160.- / Monat
Elektrollstuhl	CHF 143.77	CHF 240.- / Monat
<u>Betten und Matratzen</u>		
Pflegebett		CHF 81.- / Monat Lieferung: CHF 270.- Abholung: CHF 300.-
Aufrichter freistehend	CHF 15.-	CHF 20.- / Monat
Antidekubitusmatratze	CHF 70.-	CHF 110.- / Monat
<u>Therapie</u>		
Gehwagen Topro Taurus	CHF 35.-	CHF 140.- / Monat
Bewegungstrainer Unterkörper	CHF 160.-	CHF 240.- / Monat
<u>Zubehör</u>		
Krückenständer	CHF 10.-	CHF 20.- / Monat
Beinlagerungsschiene	CHF 10.-	CHF 30.- / Monat