

Entdecken Sie unser
vielseitiges Sortiment.



Brunner Orthopädie GmbH

St. Gallen
Rorschacherstrasse 170
CH-9000 St. Gallen
Telefon 071 544 99 80
info@brunner-orthopaedie.ch

Rumlikon
Dorfstrasse 28
CH-8332 Rumlikon
Telefon 043 523 01 24
admin@brunner-orthopaedie.ch

Weinfelden
Schuhhaus
Rathausstrasse 39
CH-8570 Weinfelden
Telefon 071 620 23 13
schuhhaus@brunner-orthopaedie.ch

www.brunner-orthopaedie.ch




ENTDECKEN
SIE UNSER
ANGEBOT

PFLEGE- UND ALLTAGSHILFEN

Um alltägliche Herausforderungen zu meistern.

www.brunner-orthopaedie.ch



Brunner Orthopädie GmbH

Die Brunner Orthopädie GmbH ist eines der führenden Unternehmen der technischen Orthopädie und Rehtechnik. Wir setzen uns ein, für jede Kundin und jeden Kunden eine individuelle, massgeschneiderte Lösung zu entwickeln. Bei uns erwartet Sie eine persönliche Beratung aus ganzheitlicher Sicht von erfahrenen Fachspezialisten.

Mobilität	ab Seite 1
Alltag	ab Seite 29
Gesund und Fit	ab Seite 31
Bad und WC	ab Seite 35
Liegen	ab Seite 39
Gesunde Füße	ab Seite 43
Vermietung	ab Seite 47

Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Modelländerungen, Preisänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Die Artikel können von den Abbildungen abweichen.

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Webseite.

www.brunner-orthopaedie.ch




Zubehör



MIETE
möglich

ab 459.-
inkl. MWST



Zubehör



ab 649.-
inkl. MWST

Rollator Server Der Klassiker

Für den Innen- und Aussenbereich

- Verschiedene Grössen L / M
- Bis zu 3 Farben erhältlich (je nach Grösse)
Rot, Champagner, Anthrazit
- Gesamtbreite: 61 cm
- Gesamtlänge: 66 cm
- Einkaufstasche (Ladegewicht: max. 5 kg)
- Soft-Räder
- Inkl. Stockhalter
- Gewicht: ca. 7 kg
- Max. Belastbarkeit: 150 kg



REHASENSE

Artikel-Nr. SRL600UP (Grösse L) SRM550UP (Grösse M)
Bezeichnung Rollator Server
Preis inkl. MWST ab CHF 459.-
Mietpreis inkl. MWST CHF 45.- pro Monat <i>zzgl. einmalige Grundgebühr: CHF 35.-</i>

Rollator Athlon SL – Carbon Das Leichtgewicht

Für den Innen- und Aussenbereich

- Verschiedene Grössen L / M
- Bis zu 2 Farben erhältlich (je nach Grösse)
Schwarz, Rot
- Gesamtbreite: 61 cm
- Gesamtlänge: 66 cm
- Einkaufstasche (Ladegewicht: max. 5 kg)
- Soft-Räder
- Aus Carbon
- Inkl. Stockhalter
- Gewicht: ca. 5,3 kg
- Max. Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nr. CRL600UP (Grösse L) CRM550UP (Grösse M)
Bezeichnung Rollator Athlon SL
Preis inkl. MWST ab CHF 649.-



MIETE
möglich

ab 589.-
inkl. MWST



Zubehör



Rollator Explorer Für den Aussenbereich

Für den Aussenbereich

- Verschiedene Grössen L / M
- Farbe: Braun
- Gesamtbreite: 69 cm
- Gesamtlänge: 77 cm
- Soft-Räder
- Einkaufstasche (Ladegewicht: max. 5 kg)
- Inkl. Stockhalter
- Gewicht: ca. 9,2 kg
- Max. Belastbarkeit: 200 kg

Artikel-Nr.

ERL600 (Grösse L)
ERM550 (Grösse M)

Bezeichnung

Rollator Explorer

Preis inkl. MWST

ab CHF 589.-

Mietkosten inkl. MWST

CHF 45.- pro Monat
zzgl. einmalige Grundgebühr:
CHF 35.-



REHASENSE



ab 279.-
inkl. MWST

Rollator Pixel Innenbereich

Schmal, leicht und wendig

- Standard-Grösse
- Farben: Toffee/Braun, Schwarz/Champagner
- Gesamtbreite: 54 cm
- Gesamtlänge: 64 cm
- Einkaufstasche (Ladegewicht: max. 5 kg)
- Gewicht: ca. 5,2 kg
- Max. Belastbarkeit: 110 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MWST
PRBRL700	Rollator Pixel Indoor (Toffee/Braun)	ab CHF 279.-
PRCBL700	Rollator Pixel Indoor (Schwarz/Champagner)	ab CHF 279.-

Rollator Topro Hestia Innenbereich

Mit integrierten Aufstehgriffen

- Standard-Grösse
- Farbe: Silber
- Gesamtbreite: 55,5 cm
- Gesamtlänge: 63 cm
- Einkaufstasche (Ladegewicht: max. 5 kg)
- Faltbar
- Gewicht: ca. 6,9 kg
- Max. Belastbarkeit: 110 kg



ab 399.-
inkl. MWST

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MWST
119010	Rollator Topro Hestia (silber)	ab CHF 399.-

MIETE
möglich

ab 156.-
inkl. MWST



Gehbock / Gehgestell Asteria

Sicher, höhenverstellbar und faltbar

- Farbe: Grau
- Gesamtbreite: 66 cm
- Höhenverstellbar
- Faltbar
- Gewicht: 3 kg
- Max. Belastbarkeit: 135 kg



Yes, you can.®

Artikel-Nr. P409
Bezeichnung Gehbock Asteria
Preis inkl. MWST ab CHF 156.-
Mietkosten inkl. MWST CHF 30.- pro Monat zzgl. einmalige Grundgebühr: CHF 10.-



MIETE
möglich

ab 2'279.-
inkl. MWST

Gehwagen Topro Taurus H-Premium



Mit einstellbaren Handgriffen und Handbremse

- Empfohlene Körpergrösse: 140 bis 210 cm
- Farbe: Grau
- Gesamtbreite: 66 cm
- Gesamtlänge: 78 cm
- Einsatzbereich: Innenbereich
- Max. Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nr. 814787
Bezeichnung Gehwagen Topro Taurus
Preis inkl. MWST ab CHF 2'279.-
Mietkosten inkl. MWST CHF 140.- / Monat zzgl. einmalige Grundgebühr: CHF 35.-



ab 59.-
inkl. MWST

✓ auch für Kinder

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MWST
163 00283	Unterarmgehstützen Unterarmgehstützen für Kinder	ab CHF 89.- ab CHF 59.-

Unterarmgehstützen und Gehstöcke

- Verschiedene Ausführungen erhältlich
- Diverse Farben erhältlich
- Höhenverstellbar
- Max. Belastbarkeit je nach Modell bis zu 140 kg

ab 65.-
inkl. MWST



Zubehör



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MWST
40414	Gehstöcke	ab CHF 65.-



ab 1'025.-
inkl. MWST

Topro Troja Walker² Rollator mit Unterarmauflagen



Stabile Gehhilfe mit dem Komfort eines Rollators

- Verschiedene Grössen: M / S / XS
- Farbe: Silber
- Gesamtbreite: 63 cm / 53 cm (XS)
- Gesamtlänge: 65 cm
- Fahr- und Standbremse
- Kugellager in Gabeln und Rädern
- Faltbar
- Gewicht: ca. 8,9 kg
- Max. Belastbarkeit: 135 kg

Artikel-Nr. 815430 (Grösse M) 815440 (Grösse S) 815450 (Grösse XS)
Bezeichnung Topro Troja Walker²
Preis inkl. MWST ab CHF 1'025.-



MIETE
möglich

ab 829.-
inkl. MWST

Rehasense Navigator Rollator mit Unterarmauflagen



REHASENSE

Stabile Gehhilfe mit dem Komfort eines Rollators

- Verschiedene Grössen: L / M
- Farben: Weinrot oder Anthrazit
- Gesamtbreite: 62 cm
- Gesamtlänge: 68 cm
- Fahr- und Standbremse
- Faltbar
- Gewicht: ca. 9,8 kg
- Max. Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nr. NRRL600UP (Grösse L) NRM550UP (Grösse M)
Bezeichnung Rehasense Navigator
Preis inkl. MWST ab CHF 829.-
Mietkosten inkl. MWST CHF 55.- / Monat zzgl. einmalige Grundgebühr: CHF 35.-



Zubehör



MIETE
möglich

ab 980.-
inkl. MWST

Rollstuhl Meyra 1.750



Im Vordergrund steht die eigene Mobilität

- Sitzbreite: 38 bis 53 cm
- Mit Begleitpersonenbremse
- Faltbar
- Seitenteil hochklappbar
- Gesamtbreite: 61 cm (bei Sitzbreite 43 cm)
- Gewicht: ca. 16 kg
- Max. Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nr. 917290
Bezeichnung Rollstuhl Meyra 1.750
Preis inkl. MWST ab CHF 980.-
Mietkosten inkl. MWST CHF 4.32 / Tag zzgl. einmalige Grundgebühr: CHF 143.77



Zubehör



ab 1'390.-
inkl. MWST

Rollstuhl Meyra 2.750

Für den dauerhaften Alltagsgebrauch


- Sitzbreite: 38 bis 53 cm
- Mit Begleitpersonenbremse
- Faltbar
- Anpassrücken
- Seitenteil höhenverstellbar & hochklappbar, abschwenkbar
- Gesamtbreite: 63 cm (bei Sitzbreite 43 cm)
- Gewicht: ca. 17,5 kg
- Max. Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nr. 927503
Bezeichnung Rollstuhl Meyra 2.750
Preis inkl. MWST ab CHF 1'390.-

Neuro Mobility



Ausstattung



Rollstuhl Meyra Eurochair 2.850 Pro

Massgeschneiderte Produktlösung für besondere Anforderungen

Einsatzbereich

- Hemiplegie
- Schlaganfall, Parkinson
- Beinamputation bei degenerativen Erkrankungen
- Zustand nach OP oder Traumen
- Palliativmedizin
- Geriatrie
- Neurologie

Technische Daten:

- Sitzbreite: 38 bis 53 cm
- Mit Begleitpersonenbremse
- Faltbar
- Anpassrücken
- Seitenteil höhenverstellbar & hochklappbar, abschwenkbar
- Gesamtbreite: 63 cm (bei Sitzbreite 43 cm)
- Gewicht: ca. 17,5 kg
- Max. Belastbarkeit: 130 kg

✓ individuell angepasst

ab 2'400.-
inkl. MWST

Ausstattung im Preis inbegriffen:

- Rollstuhl Meyra Eurochair 2.850 Pro
- Jay Basic Sitzkissen
- HEMI-Distanzlagerblöcke

ab 30.-
inkl. MWST



Standard Rollstuhlsitzkissen

- Sitzbreite: 40 bis 50 cm
- Sitztiefe: 40 bis 48 cm
- Sitzhöhe: 5 cm
- Material: Kaltschaum
- Inkl. Polyester Bezug

Artikel-Nr. 278	Bezeichnung Rollstuhlsitzkissen Standard diverse Grössen	Preis inkl. MWST ab CHF 30.-
---------------------------	--	--

JAY Basic Rollstuhlsitzkissen zur Prophylaxe

Sitzkomfort und leichte Sitzführung



ab 158.30
inkl. MWST



- Sitzbreite: 25 bis 60 cm
- Sitztiefe: 25 bis 60 cm
- Sitzhöhe: 6 cm
- Material: Kaltschaum (weich)
- Druckentlastend mit leichter Kontur
- Inkl. Inkontinenzbezug (waschbar 60°C)
- Max. Nutzergewicht: 125 kg

Anwendung:
Für Nutzer mit allg. Dekubitusrisiko, z. B. durch Inkontinenz, Hautdefekte, Stoffwechselstörungen

Artikel-Nr. JB	Bezeichnung JAY Basic Sitzkissen	Preis inkl. MWST ab CHF 158.30
--------------------------	--	--

ab 328.-
inkl. MWST



Kubivent Thera-Cubus Antidekubitus Sitzkissen

Einsatz in der Dekubitus-Therapie bis Stadium III (EPUAP)

- Sitzbreite: 35 bis 50 cm
- Sitztiefe: 35 bis 50 cm
- Sitzhöhe: 8 cm / 10 cm
- Dual-System: Aufbau mit bis zu 200 Würfeln (in zwei verschiedenen Schaumstoffhärten)
- Druckentlastend mit leichter Kontur
- Inkl. Trevira Bezug (waschbar 95°C)
- Max. Nutzergewicht: 120 kg (Höhe: 10 cm)

Anwendung:
Einsatz in der Dekubitus-Therapie bis einschliesslich Stadium III (EPUAP), in der Dekubitus-Prophylaxe bis sehr hohes Risiko.

Empfohlen bei: starkem Schwitzen, gezieltes Entlasten spezieller Körperbereiche, Hüftschiefstand, Scherkräftminimierung, progressiver Krankheitsverlauf (MS, ALS)

KUBIVENT.

Artikel-Nr. RZ-09 (Höhe: 8 cm) R10-09 (Höhe: 10 cm)
Bezeichnung Thera-Cubus Sitzkissen
Preis inkl. MWST ab CHF 328.- (H: 8 cm) ab CHF 350.- (H: 10 cm)



MIETE
möglich

ab 4'418.-
inkl. MWST

Pflegerrollstuhl Rea Clematis Pro



Kompaktes Design und mühelose Einstellbarkeit

- Sitzbreite: 39 cm / 44 cm / 49 cm
- Sitztiefe kann individuell eingestellt werden
- Sitzkomfort und Einstellmöglichkeiten
- Winkelverstellbare Beinstütze
- Rückenwinkel: 0° bis 30° einstellbar
- Sitzwinkel: 0° bis 25° einstellbar
- Gesamtbreite: 590 bis 725 mm
- Gesamtgewicht: ca. 30 kg
- Max. Belastbarkeit: 135 kg

Artikel-Nr. 1661455 (SB39) 1661456 (SB44) 1661457 (SB49)
Bezeichnung Rea Clematis Pro
Preis inkl. MWST ab CHF 4'418.-
Mietkosten inkl. MWST CHF 160.- / Monat zzgl. einmalige Grundgebühr: CHF 143.77



ab 3'682.-
inkl. MWST



Pflegerrollstuhl Etac Prio Für Selbstfahrer



Aktiver und mobiler dank dem Prio

- Sitzbreite: 40 bis 55 cm
- Sitzkomfort und Einstellmöglichkeiten
- Winkelverstellbare Beinstützen
- Rückenwinkel: 0° bis 30° einstellbar
- Sitzwinkel: 0° bis 20° einstellbar
- Gesamtbreite: 590 - 740 mm
- Gesamtgewicht: ca. 34 kg
- Max. Belastbarkeit: 135 kg

Artikel-Nr. 13420305 (SB40) 13420309 (SB45) 13420313 (SB50) 13420317 (SB55)
Bezeichnung Pflegerrollstuhl Prio
Preis inkl. MWST ab CHF 3'682.-



ab 6'865.-

inkl. MWST

Pflegertrollstuhl Netti Dynamic AdaptPro

Neuer Massstab für gesundes Sitzen

- Sitzbreite: 35 bis 50 cm
- Dynamische Rücken- und Sitzeinheit
- Patentierte Technologie
- Geringeres Risiko des Rutschens und mini-mierte Scherkräfte
- Autom. anpassende Radaufstandsfläche für hohe Stabilität
- Kantelung: 0° bis 30° einstellbar
- Rückenverstellung: 87° bis 133° einstellbar
- Gesamtbreite: 582 - 682 mm
- Gesamtgewicht: ca. 51 kg
- Max. Belastbarkeit: 135 kg



Artikel-Nr.

- D30035 (SB35)**
- D30038 (SB38)**
- D30040 (SB40)**
- D30043 (SB43)**
- D30045 (SB45)**
- D30050 (SB50)**

Bezeichnung

Pflegertrollstuhl Netti

Preis inkl. MWST

ab CHF 6'865.-



MIETE
möglich

ab 528.-

inkl. MWST



Transportrollstuhl Bobby Evo

Leicht, faltbar und kompakt

- Sitzbreite: 42 cm oder 48 cm
- Gesamtbreite: 49 cm oder 55 cm
- Farbe: Weiss
- Rücken nach hinten klappbar
- Armauflagen abklappbar
- Beinstützen nach innen/aussen abklappbar
- Beckengurt
- Gesamtgewicht: ca. 9,6 bis 10 kg
- Max. Belastbarkeit: 115 kg



Artikel-Nr.

- 5143287 (SB42)**
- 5143288 (SB48)**

Bezeichnung

Transportrollstuhl Bobby

Preis inkl. MWST

ab CHF 528.-

Mietkosten inkl. MWST

CHF 4.32 / Tag
zzgl. einmalige Grundgebühr:
CHF 143.77



ab
2'680.-
inkl. MWST

Elektrorollstuhl EXTREM

Der leichteste Elektrorollstuhl

- Faltbar
- Farben: Blau, Grau oder Rot
- Gesamtbreite: 60 cm
- Hinterradantrieb
- Reichweite: 15 km
- Geschwindigkeit: 6 km/h
- Steigfähigkeit (max.): 10°
- Batterien: 10,4 Ah
- Gewicht: ca. 16 kg
- Max. Belastbarkeit: 110 kg



Artikel-Nr. WHEEL-00003	Bezeichnung Rollstuhl EXTREME elektrisch	Preis inkl. MWST ab CHF 2'680.-
-----------------------------------	--	---

Elektrorollstuhl Q50R

Der platzsparende Elektrorollstuhl

- Faltbar
- Farben: Rot, Grün oder Blau
- Gesamtbreite: 60 cm
- Hinterradantrieb
- Reichweite: 50 km
- Geschwindigkeit: 6 km/h
- Steigfähigkeit (max.): 8°
- Batterien: 30 Ah
- Gewicht: ca. 37,5 kg
- Max. Belastbarkeit: 136 kg



ab
3'953.-
inkl. MWST

Artikel-Nr. 23200000C	Bezeichnung Elektrorollstuhl Q50R	Preis inkl. MWST ab CHF 3'953.-
---------------------------------	---	---



MIETE
möglich

ab
4'513.-
inkl. MWST



Elektrorollstuhl Q200R

Der kompakte Elektrorollstuhl

- Anpassrücken
- Farben: Rot, Grün oder Blau
- Gesamtbreite: 58 cm
- Hinterradantrieb
- Reichweite: 31 km
- Geschwindigkeit: 10 km/h
- Steigfähigkeit (max.): 8°
- Batterien: 55 Ah
- Gewicht: ca. 98 kg
- Max. Belastbarkeit: 136 kg



Artikel-Nr. 22600000C-100
Bezeichnung Elektrorollstuhl Q200R
Preis inkl. MWST ab CHF 4'513.-
Mietkosten inkl. MWST CHF 240.- / Monat zzgl. einmalige Grundgebühr: CHF 143.77



ab
7'286.-
inkl. MWST

HUSK-E Adaptivbike

Erstes Handbike, welches das Verstellen und Abklappen der Tretlagerstütze ermöglicht.

- Manuell mit Gangschaltung und elektrischer Unterstützung (Pedelec-System)
- Packmass: 80 x 43 x 80 cm
- Motorische Unterstützung bis 24,9 km/h
- Scheibenbremsen
- Gewicht: 14,1 kg (ohne Akku)
- Bis 120 kg Anhängelast

Artikel-Nr. A9117100030-020	Bezeichnung HUSK-E Adaptivbike	Preis inkl. MWST ab CHF 7'286.-
---------------------------------------	--	---

SPEEDY 4all

Aktiv-Starrrahmen-Rollstuhl

- Sitzbreite: 30 bis 52 cm
- Integrierte Kippunkt- und Sitzhöhenverstellung
- Flache Rahmenform ohne Sitzknick
- Einfaches Verladen
- Hohe Stabilität
- Kombination mit Adaptivbikes, Zug- und Vorsatzgeräten möglich
- Gewicht: ca. 9,9 kg
- Max. Belastbarkeit: 120 kg



ab
3'850.-
inkl. MWST

Artikel-Nr. A9016100000	Bezeichnung SPEEDY 4all Aktivrollstuhl	Preis inkl. MWST ab CHF 3'850.-
-----------------------------------	--	---



ab
4'182.-
inkl. MWST



TRAVELER Faltrollstuhl

Faltrollstuhl mit kleinstem Packmass

- Sitzbreite: 33 bis 52 cm
- Faltbar
- Packmass: 17 x 35 x 58 cm
- Einstellbare Sitzneigung über Radplatten, Lenkradgabeln & Lenkräder
- Anfallen im Rollstuhl sitzend möglich
- 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne
- Integrierte Kippunkt- und Sitzhöhenverstellung über Radplatten
- Kombination mit Adaptivbikes, Zug- und Vorsatzgeräten möglich
- Gewicht: ca. 11,5 kg
- Max. Belastbarkeit: 120 kg

PROACTIV®

Artikel-Nr. A9030100000
Bezeichnung TRAVELER Faltrollstuhl
Preis inkl. MWST ab CHF 4'182.-



ohne Rollstuhl

ab 3'524.-

inkl. MWST

*ohne Rollstuhl

Via GO Schiebehilfe



Yes, you can.

Schieben leicht gemacht

- Anbau an fast jeden Rollstuhl möglich
- Steigung/Gefälle: bis 16% einsetzbar
- Geringes Gewicht für leichten Transport
- Schalter für Vorwärts-/Rückwärtsfahrt und Geschwindigkeitsvorwahl (1,5 bis 5,5 km/h)
- Reichweite: bis zu 16 km
- Gesamtgewicht: 5,58 kg (ohne Rollstuhl)
- Max. zulässiges Personengewicht: bis zu 150 kg
- Klein, nutzerfreundlich und leistungsstark
- Kann beim Falten des Rollstuhls montiert bleiben

Artikel-Nr.	1595002
Bezeichnung	Alber Via GO
Preis inkl. MWST	ab CHF3'524



ohne Rollstuhl

ab 2'822.-

inkl. MWST

*ohne Rollstuhl

Empulse R20 Schiebehilfe



Einziges faltbare Schiebehilfe auf dem Markt

- Anbau an fast jeden Rollstuhl möglich
- Selbstfahren immer noch möglich dank Freilauf
- Steigung/Gefälle: bis 18% einsetzbar
- Extrem leicht und einfach zu transportieren
- Geschwindigkeitsvorwahl 2 / 3,7 / 5 km/h
- 250 Watt Motor (motorisiertes Rad)
- Lithium-Ionen-Batterien
- Reichweite: bis zu 15 km
- Gesamtgewicht: 4,5 kg (ohne Rollstuhl)
- Max. zulässiges Personengewicht: 170 kg

Artikel-Nr.	07500000
Bezeichnung	Empulse R20
Preis inkl. MWST	ab CHF 2'822.-



Scewo BRO Elektrorollstuhl

Der Elektrorollstuhl Scewo BRO kombiniert als einziger weltweit das Fahren auf zwei Rädern mit dem Treppensteigen.

Doch nicht nur die Technologie ist einzigartig, auch das unverwechselbare Design zeichnet den Elektrorollstuhl aus. Ein Gerät, das nicht nur individuellen Sitzkomfort bietet, sondern dank zukunftsweisender Technik eine intuitive Bedienung ermöglicht. Futuristisch, ästhetisch, funktional.


Beim Treppensteigen gleicht sich der Sitz automatisch aus, sodass man immer aufrecht sitzt. Dank integriertem Sitzlift ist man immer auf Augenhöhe mit dem Gesprächspartner. Ausgestattet mit Sensoren misst BRO die Umgebung aus und erkennt so zum Beispiel das Ende einer Treppe ganz alleine.



Elektrorollstuhl Scewo BRO Die neue Generation

Technische Daten:

- Reichweite: 35 km
- Geschwindigkeit: 10 km/h
- Max. Steigung im Fahrmodus: 10%
- Max. Steigung im Treppenmodus: 72%
- Max. Steigung im Raupenmodus: 72%
- Treppensteigen
- Klappbar (einfaches Verladen)
- Sitzhöhe/Rückenlehne/Beinstütze elektr. verstellbar
- Via Scewo App steuerbar
- Diverses Zubehör erhältlich (Kopfstütze, Pelotten etc.)
- Transportabmessungen: 1195 x 688 x 735 mm
- Max. Belastbarkeit: 120 kg





1'837.-
inkl. MWST

ZWEI
MOTOREN

Ontario II - Aufstehsessel

- Farben: Kunstleder Schwarz | Braun | Taupe
- Stoff Braun | Beige
- Zweimotorig verstellbar
- Rückenlehne und Beinauflage sind getrennt
- Rückenlehnenwinkel 26 - 43 Grad verstellbar
- Beinauflage einstellbar bis 90 Grad
- Seitentasche
- Handsteuerung
- Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MWST
7000563	Ontario Sessel Kunstleder Schwarz	ab CHF 1'837.-
7000562	Ontario Sessel Kunstleder Braun	ab CHF 1'837.-
7000565	Ontario Sessel Kunstleder Taupe	ab CHF 1'837.-
7000564	Ontario Sessel Stoff Braun	ab CHF 1'837.-
7000587	Ontario Sessel Stoff Beige	ab CHF 1'837.-



ab 4'570.-
inkl. MWST

VIER
MOTOREN

Transfer- und Pflegesessel Bologna

Für Alters- und Pflegeheime und Institutionen

- Farben: Kunstleder Sand, Titan oder Schwarz
- Einfacher und sicherer Transfer im Sitzen oder Liegen
- Sesselhöhe um 20 cm verstellbar
- 4 Motoren - vom Sitzen zum Aufstehen, bis hin zur Herz-Waage-Position
- Inkl. Lumbalkissen

TOPRO

Artikel-Nr.

HC13015

Bezeichnung

Bologna Pflegesessel

Preis inkl. MWST

ab CHF 4'570.-



MIETE
möglich

ab 5'332.-
inkl. MWST



ab 6'839.-
inkl. MWST

Bewegungstrainer Beintrainer tigo 630

THERA
TRAINER

Bewegungstrainer für den Unterkörper

- Aktiv- & Passivtraining
- Aktive Muskelunterstützung
- Training vom Rollstuhl, Stuhl oder Sessel
- START/STOP-Ampelschaltung
- 240 Watt Elektromotor
- Einstiegshilfe
- Trainingsauswertung
- Patientengrösse: 120 - 200 cm
- Max. Benutzergewicht: 180 kg

Artikel-Nr. A004-730
Bezeichnung Bewegungstrainer Beintrainer
Preis inkl. MWST ab CHF 5'332.-
Mietkosten inkl. MWST CHF 240.- / Monat <i>zzgl. einmalige Grundgebühr CHF 160.- Mindestmietdauer: 3 Monate</i>

Bewegungstrainer Bein- und Armtrainer tigo 632

Für Einrichtungen und Kliniken

- Aktiv- & Passivtraining
- Aktive Muskelunterstützung
- Training vom Rollstuhl, Stuhl oder Sessel
- START/STOP-Ampelschaltung
- Motor 240 Watt (Bein) / 100 Watt (Oberkörper)
- Einstiegshilfe
- Trainingsauswertung
- Patientengrösse: 120 - 200 cm
- Max. Benutzergewicht: 180 kg

Artikel-Nr. A008-013
Bezeichnung Bewegungstrainer Bein- und Armtrainer
Preis inkl. MWST ab CHF 6'839.-



Ihr Fachgeschäft



©Bilder SIGVARIS GROUP

Kompressions- & Lymphstrümpfe

Kompressionstrümpfe liefern Druck von aussen und unterstützen somit die Rückbildung von Schwellungen und schmerzhaften Stauungen. Gönnen Sie Ihren Beinen Entlastung, Erholung und somit ein unbeschwerteres Leben.

Bei der medizinischen Kompressionstherapie wird eine Art elastische Vorrichtung auf Gliedmassen oder andere Körperteile angewendet, um einen kontrollierten Druck auf diese auszuüben. Dabei werden die Venenwände zusammengedrückt und die Durchblutungsrate verbessert.

Lassen Sie sich professionell von uns als Fachhändler beraten und vermessen.

JOBST

nach
Mass

Jetzt Termin
vereinbaren!

 **Juzo**

**SIGVARIS
GROUP**

✓ auch Armversorgungen

Einsatzbereich:

- ✓ Schwere Beine
- ✓ Besenreiser
- ✓ Krampfadern
- ✓ Venöse Ödeme
- ✓ Lymphödeme
- ✓ Lipödeme
- ✓ Diabetes
- ✓ Im Alltag
- ✓ Bei der Arbeit
- ✓ Auf Reisen
- ✓ Während der Schwangerschaft
- ✓ Beim Sport
- ✓ Zur Prävention

**Wir bieten Flachstrick- und Rundstrick-
Versorgungen an!**



**Diverses Zubehör
erhältlich!**



ab 629.-
inkl. MWST

Dusch- & Toilettenstuhl Etac Clean



In verschiedenen Varianten erhältlich

- Farbe: Weiss
- Sitzhöhe 3 Varianten:
Höhenverstellbar (siehe Abbildung)
Sitzhöhe fix: 49 cm oder 55 cm
- Gesamtbreite: 50 cm
- Arretierbare Räder
- Gewicht: 14,2 kg
- Max. Belastbarkeit: 130 kg

Diverses Zubehör erhältlich:
Softsitz, Softrücken, Becken, Beckenhalter etc.

Artikel-Nr.

80229270 (Sitzhöhe 49 cm)
80229271 (Sitzhöhe 55 cm)
80229208 (höhenverstellbar)

Bezeichnung

**Dusch- & Toilettenstuhl
Etac Clean**

Preis inkl. MWST

ab CHF 629.-
ab CHF 874.- (höhenverstellbar)

ab 195.-
inkl. MWST



Duschstuhl Etac Swift

In verschiedenen Farben erhältlich

- Farbe: Grau
- Sitzhöhe verstellbar: 42 bis 57 cm
- Gesamtbreite: 54,5 cm
- Gummifüsse für sicheren Halt
- Gewicht: 3,1 kg
- Max. Belastbarkeit: 160 kg

Diverses Zubehör erhältlich:
Softsitz, Softrücken, Seifenschale.

Artikel-Nr.

81701430 (Grau)

Bezeichnung

Duschstuhl Etac Swift

Preis inkl. MWST

ab CHF 195.-



ab 93.-
inkl. MWST



In verschiedenen Farben erhältlich

- Farben: Grau, Eisblau
- Sitzhöhe verstellbar: 42 bis 57 cm
- Gesamtbreite: 52 cm
- Drei Gummifüsse für sicheren Halt
- Gewicht: 2,6 kg
- Max. Belastbarkeit: 130 kg

Duschhocker Etac Edge

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MWST
81801010	Duschhocker (Grau)	CHF 93.-
81801030	Duschhocker (Eisblau)	CHF 93.-



ab 650.-
inkl. MWST

Badewannenbrett Etac Fresh

Zwei verschiedene Längen erhältlich

- Farbe: Weiss
- Länge: 69 cm oder 74 cm
- Mit Handgriff
- Gewicht: 2,1 kg
- Max. Belastbarkeit: 150 kg



ab 69.-
inkl. MWST

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MWST
81600014	Badewannenbrett (69 cm)	ab CHF 69.-
81600024	Badewannenbrett (74 cm)	ab CHF 72.-

Badewannenlift Orca



Yes, you can.

Sicher und entspannt baden

- Farbe: Weiss
- Mit Handbedienung
- Hygienische Bezüge (abnehmbar)
- Rückenlehne Neigung bis 40°
- Gewicht: ca. 10,8 kg
- Max. Belastbarkeit: 140 kg, (Orca XL: bis 170 kg)

Artikel-Nr.	1573864
Bezeichnung	Badewannenlift Orca
Preis inkl. MWST	ab CHF 650.-



MIETE
möglich

ab 2'742.-
inkl. MWST

Pflegebett Etude Plus



Yes, you can.®

Sicher und hochfunktional

- Farbe: Dekor: Birke, Rahmenfarbe: Grau
- Matratzenmass: 90 x 200 cm
- Elektr. Höhenverstellung
- Elektr. Verstellung von Kopf- und Fussteil
- Mit Holzseitengittern
- Max. Belastbarkeit: 165 kg

Artikel-Nr.	ETUDE_1543808_7035
Bezeichnung	Pflegebett Etude Plus
Preis inkl. MWST	ab CHF 2'742.-
Mietpreis inkl. MWST	CHF 81.- / Monat
	Lieferung: CHF 270.-
	Abholung: CHF 300.-



MIETE
möglich


ab 249.-
inkl. MWST

Aufrichter freistehend

Freistehend und zerlegbar mit Triangelgriff

- Farbe: Grau
- Freistehend, zerlegbar
- Mit Triangelgriff (längenverstellbar)
- Standfläche: ca. 82 x 75 cm
- Gesamthöhe: ca. 170 cm
- Fusshöhe: ca. 4,5 cm
- Gewicht: 11 kg
- Max. Belastbarkeit: 120 kg

Artikel-Nr.	01197
Bezeichnung	Aufrichter freistehend
Preis inkl. MWST	ab CHF 249.-
Mietkosten inkl. MWST	CHF 20.- / Monat
	<i>zzgl. einmalige Grundgebühr: CHF 15.-</i>



MIETE
möglich

ab 1'897.-
inkl. MWST

Antidekubitusmatratze KUBIVENT Soft

KUBIVENT

Schmerztherapie- & Antidekubitus Matratze

- Breite: 90 cm (Sondermass auf Anfrage)
- Länge: 200 cm (Sondermass auf Anfrage)
- Höhe: 16 cm
- Weichschaumstoff-Auflage in Kombination mit einer Würfelmatratze

Anwendung empfohlen für Patienten:

- BMI <19 (kachektisch)
- Besonders schmerzempfindlich
- Progressiver Krankheitsverlauf
- Einsatz in der Therapie bis Stadium IV (EPUAP)

Artikel-Nr. M163-Soft
Bezeichnung Antidekubitusmatratze Soft
Preis inkl. MWST ab CHF 1'897.-
Mietkosten inkl. MWST CHF 110.- / Monat zzgl. einmalige Grundgebühr: CHF 70.-



ab 2'070.-
inkl. MWST



Antidekubitusmatratze KUBIVENT SoftPlus

Schmerztherapie- & Antidekubitus Matratze

- Breite: 90 cm (Sondermass auf Anfrage)
- Länge: 190 cm (Sondermass auf Anfrage)
- Höhe: 18 cm
- Doppelte Kaltschaumschicht in Kombination mit einer Würfelmatratze, Trägerschicht aus PU inkl. verstärkter Randzone

Anwendung empfohlen für Patienten:

- Bei welchen max. Druckentlastung im Vordergrund steht
- Besonders schmerzempfindlich
- Progressiver Krankheitsverlauf
- Einsatz in der Therapie bis Stadium IV (EPUAP)
- Mit Übergewicht bis zu 200 kg (Sonderausführung bis 350 kg)

Artikel-Nr. M183-Soft Plus
Bezeichnung Antidekubitusmatratze SoftPlus
Preis inkl. MWST ab CHF 2'070.-



NACH
MASS

3D Scanner



Schuheinlagen nach Mass

Unsere nach Mass hergestellten Schuheinlagen mit neuestem 3D-Scanner können helfen, Symptome zu lindern und Ihre Lebensqualität zu verbessern. Darüber hinaus beraten wir Sie gerne bezüglich Spezialschuhe für Einlagen.

Die vielfältigen Produkte der Schuhtechnik

Die Schuhtechnik ist spezialisiert auf die Herstellung einer Vielzahl orthopädischer Produkte, die individuell an die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden angepasst sind.

- Orthopädische Massschuhe
- Orthopädische Spezialschuhe
- Orthopädische Serienschuhe
- Orthopädische Schuhzurichtungen



OHNE
TERMIN

Schuhreparaturen aller Art

Unser langjähriger Schuhmacher ist gerne für Ihre Schuhe da.

Dienstleistungen:

- Sohlen (Gummi-sohlen und Ledersohlen)
- Absätze
- Spitzen
- Erhöhungen
- Näharbeiten
- Fersenfutter
- Schuhe ausweiten
- Orthopädische Schuarbeiten

Zusätzlich bieten wir diverse Pflegeprodukte für Ihre Schuhe an.



Schuhhaus

Finden Sie bei uns Schuhe, die zu Ihren Lieblingen gehören. Denn Ihre Füße stehen bei uns im Mittelpunkt. Bequeme Schuhe sind unsere Leidenschaft, denn ein guter Schuh trägt Sie durch alle Lebenslagen.

Gute Qualität steht bei uns im Vordergrund. Darum führen wir Schuhe von renommierten Markenherstellern, die Stil und Komfort vereinen.

Entdecken Sie unser umfassendes Sortiment in unserem Schuhhaus in 8570 Weinfelden.

Eine ausgesuchte Auswahl ist auch an unseren weiteren Standorten erhältlich.



„Ob elegant oder sportlich. Altbewährt oder modern.
Wir führen Damen- und Herrenschuhe für jedes Alter.“

MEINDL

waldläufer 

LOWA
simply more...

**Finn
Comfort**
GERMANY

Vermietung

Die Miete ist oft eine sinnvolle und kostengünstigere Alternative zum Kauf. Falls der gemietete Artikel doch länger benötigt wird, bieten wir faire Konditionen für einen möglichen Kauf aus der Miete an.



Mietliste

Mietartikel	Grundgebühr (einmalig)	Mietpreise
<u>Mobilität</u>		
Gehbock / Gehgestell	CHF 10.-	CHF 30.- / Monat
Rollator	CHF 35.-	CHF 45.- / Monat
Rollator mit Unterarmauflagen	CHF 35.-	CHF 55.- / Monat
Standard-Rollstuhl	CHF 143.77	CHF 4.32 / Tag
Kinderrollstuhl	CHF 143.77	CHF 4.32 / Tag
Transfer-/Transportrollstuhl	CHF 143.77	CHF 4.32 / Tag
Pflege rollstuhl	CHF 143.77	CHF 160.- / Monat
Elektrorollstuhl	CHF 143.77	CHF 240.- / Monat
<u>Betten und Matratzen</u>		
Pflegebett		CHF 81.- / Monat Lieferung: CHF 270.- Abholung: CHF 300.-
Aufrichter freistehend	CHF 15.-	CHF 20.- / Monat
Antidekubitusmatratze	CHF 70.-	CHF 110.- / Monat
<u>Therapie</u>		
Gehwagen Topro Taurus	CHF 35.-	CHF 140.- / Monat
Bewegungstrainer Unterkörper	CHF 160.-	CHF 240.- / Monat
<u>Zubehör</u>		
Krückenständer	CHF 10.-	CHF 20.- / Monat
Beinlagerungsschiene	CHF 10.-	CHF 30.- / Monat