

Entdecken Sie unser  
vielseitiges Sortiment.



ENTDECKEN  
SIE UNSER  
ANGEBOT

**FÜR IHR  
WOHLBEFINDEN**

Gesunde Füße tragen  
Sie durch alle Lebenslagen.

**Brunner Orthopädie GmbH**

**St. Gallen**  
Rorschacherstrasse 170  
CH-9000 St. Gallen  
Telefon 071 544 99 80  
info@brunner-orthopaedie.ch

**Rumlikon**  
Dorfstrasse 28  
CH-8332 Rumlikon  
Telefon 043 523 01 24  
admin@brunner-orthopaedie.ch

**Weinfelden**  
Schuhhaus  
Rathausstrasse 39  
CH-8570 Weinfelden  
Telefon 071 620 23 13  
schuhhaus@brunner-orthopaedie.ch



## Brunner Orthopädie GmbH

*Die Brunner Orthopädie GmbH ist eines der führenden Unternehmen der technischen Orthopädie, Rehtechnik und Schuhtechnik. Wir setzen uns ein, für jede Kundin und jeden Kunden eine individuelle, massgeschneiderte Lösung zu entwickeln. Bei uns erwartet Sie eine persönliche Beratung aus ganzheitlicher Sicht von erfahrenen Fachspezialisten.*

Gesunde Füße	ab Seite 1
Gesund und Fit	ab Seite 10
Mobilität	ab Seite 15
Bad und WC	ab Seite 25
Vermietung	ab Seite 27

*Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.*

*Modelländerungen, Preisänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.*

*Die Artikel können von den Abbildungen abweichen.*

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Webseite.

[www.brunner-orthopaedie.ch](http://www.brunner-orthopaedie.ch)



## Schuheinlagen nach Mass

Unsere Philosophie besteht darin nicht nur die Symptome, wie Schmerz oder Bewegungseinschränkung zu behandeln, sondern auch die Ursache ausfindig zu machen und zu bekämpfen.

Unser Ziel ist es eine grösstmögliche Fussbeweglichkeit zur Aktivierung der Muskulatur zu erreichen. Dadurch wollen wir das Wohlbefinden unserer Kundinnen und Kunden verbessern.

Bei uns finden Sie diese verschiedenen Einlagentypen:

- Arbeit / Alltag
- Freizeit / Sportaktivitäten
- Neurologische / orthopädische Bedürfnisse
- Kinderversorgungen



NACH  
MASS

3D Scanner

## Ablauf

### Schritt 1

Erstellung elektronischer 3D Fuss Scan  
Statische und dynamische Analyse  
Bildliche Dokumentation

### Schritt 2

Massgenaue Herstellung der Einlagen  
Verwendung von ausschliesslich hochwertigem EVA-Material

### Schritt 3

Anprobe und Anpassung

### Schritt 4

Optimierung der Einlagen bei Bedarf (nach ca. 4-6 Wochen)

*Hinweis: Aufgrund der individuellen Diagnose und Empfindung variiert die Gewöhnungszeit zwischen 2-5 Wochen.*

### Schritt 5

Empfehlung einer Kontrolle der Einlagen nach einem Jahr



## Die vielfältigen Produkte der Schuhtechnik

**Massgefertigte orthopädische Schuheinlagen**, die exakt auf die Fussform und die spezifischen Anforderungen des Trägers abgestimmt sind. Diese Einlagen bieten Unterstützung, Entlastung und verbesserte Fußfunktion.

Die Schuhtechnik stellt auch **orthopädische Schuhzurichtungen** her. Dabei handelt es sich um Anpassungen an vorhandenen Schuhen, um spezifische orthopädische Bedürfnisse zu erfüllen. Das können zum Beispiel Aufbauten, Verstärkungen oder Modifikationen sein, die eine bessere Stabilisation, Korrektur oder Druckentlastung bieten.

Des Weiteren produziert die Schuhtechnik **orthopädische Spezialschuhe**, dazu gehören Schuhe, die Platz für Einlagen bieten, Schuhe, die Platz für Verbände ermöglichen, sowie Schuhe, die eine zusätzliche Stabilisation des Fußes bieten.

Ein besonderes Angebot der Schuhtechnik sind **orthopädische Massschuhe**. Diese werden komplett individuell nach den Bedürfnissen und Wünschen des Kunden gefertigt.



Die Schuhtechnik ist spezialisiert auf die Herstellung einer Vielzahl orthopädischer Produkte, die individuell an die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden angepasst sind.

**Dazu gehören:**

### **Orthopädische Massschuhe**

Diabetes, Amputationen, Sensibilitätsstörungen / Polyneuropathie, Arthrose, mittelschwere bis schwere Deformitäten des Fusses.

### **Orthopädische Spezialschuhe**

Für Einlagen geeignet, bei Verletzungen des Fusses und des Bandapparates, bei Lähmungen, bei Verbänden und Ödemen am Fuss.

### **Orthopädische Serienschuhe**

Bei unterschiedlich langen Füßen, leichte Fussdeformitäten wie Plattfuss - Spreiz-Hohlfuss - oder Beinverkürzungen.

### **Orthopädische Schuhzurichtungen**

Beinlängenausgleich im oder am Schuh, Abrolltechniken, Dämpfungselemente und Schuhboden-Versteifungen.



## Schuhreparaturen aller Art

Unser langjähriger Schuhmacher ist gerne für Ihre Schuhe da.

Dienstleistungen:

- Sohlen (Gummisohlen und Ledersohlen)
- Absätze
- Spitzen
- Erhöhungen
- Näharbeiten
- Fersenfutter
- Schuhe ausweiten
- Orthopädische Schuhaarbeiten

Zusätzlich bieten wir diverse Pflegeprodukte für Ihre Schuhe an.

## Bandagen und Orthesen



## Versorgung aus ganzheitlicher Sicht



11



12

## Bandagen und Orthesen

Bandagen stabilisieren Gelenke und Knochen bei Gelenkerkrankungen, Unfällen sowie Sportverletzungen. Zudem können Bandagen auch vorbeugend, zur Prophylaxe beim Sport eingesetzt werden.

Orthesen sind medizinische Hilfsmittel, die zur Stabilisierung, Entlastung, Führung, Ruhigstellung oder Korrektur von Gliedmassen eingesetzt werden. Sie schützen und stützen den Bewegungsapparat.

Zusätzlich bieten wir Orthesenversorgungen nach Mass an und können so individuell auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden eingehen.

 **SPORLASTIC®**

### Einsatzbereich:

- ✓ Schulter
- ✓ Ellenbogen
- ✓ Hand
- ✓ Daumen
- ✓ Sprunggelenk
- ✓ Knie
- ✓ Wirbelsäule
- ✓ Rücken
- ✓ Rumpf





## Ihr Fachgeschäft



©Bilder SIGVARIS GROUP

## Kompressions- und Lymphstrümpfe

Kompressionstrümpfe liefern Druck von aussen und unterstützen somit die Rückbildung von Schwellungen und schmerzhaften Stauungen. Gönnen Sie Ihren Beinen Entlastung, Erholung und somit ein unbeschwerteres Leben.

Bei der medizinischen Kompressionstherapie wird eine Art elastische Vorrichtung auf Gliedmassen oder andere Körperteile angewendet, um einen kontrollierten Druck auf diese auszuüben. Dabei werden die Venenwände zusammengedrückt und die Durchblutungsrate verbessert.

Lassen Sie sich professionell von uns als Fachhändler beraten und vermessen.

**JOBST**

nach  
Mass

Jetzt Termin  
vereinbaren!

 **Juzo**

**SIGVARIS  
GROUP**

✓ auch Armversorgungen

### Einsatzbereich:

- ✓ Schwere Beine
- ✓ Besenreiser
- ✓ Krampfadern
- ✓ Venöse Ödeme
- ✓ Lymphödeme
- ✓ Lipödeme
- ✓ Diabetes
- ✓ Im Alltag
- ✓ Bei der Arbeit
- ✓ Auf Reisen
- ✓ Während der Schwangerschaft
- ✓ Beim Sport
- ✓ Zur Prävention

**Wir bieten Flachstrick und Rundstrick  
Versorgungen an!**



**MIETE**  
möglich

**ab 156.-**  
inkl. MWST

## Gehbock / Gehgestell Asteria

Sicher, höhenverstellbar und faltbar

- Farbe: Grau
- Gesamtbreite: 66 cm
- Höhenverstellbar
- Faltbar
- Gewicht: 3 kg
- Max. Belastbarkeit: 135 kg

Artikel-Nr. <b>P409</b>
Bezeichnung <b>Gehbock Asteria</b>
Preis inkl. MWST <b>ab CHF 156.-</b>
Mietkosten inkl. MWST <b>CHF 30.- pro Monat</b> <i>zzgl. einmalige Grundgebühr: CHF 10.-</i>

## Unterarmgehstützen und Gehstöcke

- Verschiedene Ausführungen erhältlich
- In zwei Farben erhältlich
- Höhenverstellbar
- Max. Belastbarkeit je nach Modell bis zu 140 kg

**ab 79.-**  
inkl. MWST



Zubehör



Artikel-Nr. <b>40414</b>	Bezeichnung <b>Gehstöcke</b>	Preis inkl. MWST <b>ab CHF 79.-</b>
-----------------------------	---------------------------------	--




**ab 59.-**  
inkl. MWST

✓ auch für Kinder

Artikel-Nr. <b>163 00283</b>	Bezeichnung <b>Unterarmgehstützen Unterarmgehstützen für Kinder</b>	Preis inkl. MWST <b>ab CHF 89.- ab CHF 59.-</b>
-------------------------------------	--	--






Zubehör



MIETE  
möglich

ab 459.-

inkl. MWST



Zubehör



ab 649.-

inkl. MWST

## Rollator Server Der Klassiker



REHASENSE

Für den Innen- und Aussenbereich

- Verschiedene Grössen L / M
- Bis zu 3 Farben erhältlich (je nach Grösse)  
Rot, Champagner, Anthrazit
- Gesamtbreite: 61 cm
- Gesamtlänge: 66 cm
- Einkaufstasche (Ladegewicht: max. 5 kg)
- Soft-Räder
- Inkl. Stockhalter
- Gewicht: ca. 7 kg
- Max. Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nr. <b>SRL600UP (Grösse L)</b> <b>SRM550UP (Grösse M)</b>
Bezeichnung <b>Rollator Server</b>
Preis inkl. MWST <b>ab CHF 459.-</b>
Mietpreis inkl. MWST <b>CHF 45.- pro Monat</b> <i>zzgl. einmalige Grundgebühr: CHF 35.-</i>

## Rollator Athlon SL - Carbon Das Leichtgewicht

Für den Innen- und Aussenbereich

- Verschiedene Grössen L / M
- Bis zu 2 Farben erhältlich (je nach Grösse)  
Schwarz, Rot
- Gesamtbreite: 61 cm
- Gesamtlänge: 66 cm
- Einkaufstasche (Ladegewicht: max. 5 kg)
- Soft-Räder
- Aus Carbon
- Inkl. Stockhalter
- Gewicht: ca. 5,3 kg
- Max. Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nr. <b>CRL600UP (Grösse L)</b> <b>CRM550UP (Grösse M)</b>
Bezeichnung <b>Rollator Athlon SL</b>
Preis inkl. MWST <b>ab CHF 649.-</b>



**ab 279.-**  
inkl. MWST

## Rollator Pixel Für den Innenbereich



REHASENSE

Schmal, leicht und wendig

- Standard-Grösse
- Farben: Toffee/Braun, Schwarz/Champagner
- Gesamtbreite: 54 cm
- Gesamtlänge: 64 cm
- Einkaufstasche (Ladegewicht: max. 5 kg)
- Gewicht: ca. 5,2 kg
- Max. Belastbarkeit: 110 kg

Artikel-Nr. <b>PRBRL700 (Toffee/Braun)</b> <b>PRCBL700 (Schwarz/ Champagner)</b>
Bezeichnung <b>Rollator Pixel Indoor</b>
Preis inkl. MWST <b>ab CHF 279.-</b>



**ab 399.-**  
inkl. MWST

## Rollator Topro Hestia Für den Innenbereich



Mit integrierten Aufstehgriffen

- Standard-Grösse
- Farbe: Silber
- Gesamtbreite: 55,5 cm
- Gesamtlänge: 63 cm
- Einkaufstasche (Ladegewicht: max. 5 kg)
- Faltbar
- Gewicht: ca. 6,9 kg
- Max. Belastbarkeit: 110 kg

Artikel-Nr. <b>119010</b>
Bezeichnung <b>Rollator Topro Hestia</b>
Preis inkl. MWST <b>ab CHF 399.-</b>



Zubehör



MIETE  
möglich

ab 980.-  
inkl. MWST

## Rollstuhl Meyra 1.750



Im Vordergrund steht die eigene Mobilität

- Sitzbreite: 38 bis 53 cm
- Mit Begleitpersonenbremse
- Faltbar
- Seitenteil hochklappbar
- Gesamtbreite: 61 cm (bei Sitzbreite 43 cm)
- Gewicht: ca. 16 kg
- Max. Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nr. <b>917290</b>
Bezeichnung <b>Rollstuhl Meyra 1.750</b>
Preis inkl. MWST <b>ab CHF 980.-</b>
Mietkosten inkl. MWST <b>CHF 4.31 / Tag</b> zzgl. einmalige Grundgebühr: CHF 143.77



MIETE  
möglich

ab 528.-  
inkl. MWST



## Transportrollstuhl Bobby Evo



Leicht, faltbar und kompakt

- Sitzbreite: 42 cm oder 48 cm
- Gesamtbreite: 49 cm oder 55 cm
- Farbe: Weiss
- Rücken nach hinten klappbar
- Armauflagen abklappbar
- Beinstützen nach innen/aussen abklappbar
- Beckengurt
- Gesamtgewicht: ca. 9,6 bis 10 kg
- Max. Belastbarkeit: 115 kg

Artikel-Nr. <b>5143287 (SB42)</b> <b>5143288 (SB48)</b>
Bezeichnung <b>Transportrollstuhl Bobby</b>
Preis inkl. MWST <b>ab CHF 528.-</b>
Mietkosten inkl. MWST <b>CHF 4.31 / Tag</b> zzgl. einmalige Grundgebühr: CHF 143.77



23

## Scewo BRO Elektrorollstuhl

Der Elektrorollstuhl Scewo BRO kombiniert als einziger weltweit das Fahren auf zwei Rädern mit dem Treppensteigen.

Doch nicht nur die Technologie ist einzigartig, auch das unverwechselbare Design zeichnet den Elektrorollstuhl aus. Ein Gerät, das nicht nur individuellen Sitzkomfort bietet, sondern dank zukunftsweisender Technik eine intuitive Bedienung ermöglicht. Futuristisch, ästhetisch, funktional.

Beim Treppensteigen gleicht sich der Sitz automatisch aus, sodass man immer aufrecht sitzt. Dank integriertem Sitzlift ist man immer auf Augenhöhe mit dem Gesprächspartner. Ausgestattet mit Sensoren misst BRO die Umgebung aus und erkennt so zum Beispiel das Ende einer Treppe ganz alleine.

Preis auf Anfrage



*kostenlose  
Testfahrt!*

24

## Elektrorollstuhl Scewo BRO Die neue Generation

### Technische Daten:

- Reichweite: 35 km
- Geschwindigkeit: 10 km/h
- Max. Steigung im Fahrmodus: 10%
- Max. Steigung im Treppenmodus: 72%
- Max. Steigung im Raupenmodus: 72%
- Treppensteigen
- Klappbar (einfaches Verladen)
- Sitzhöhe/Rückenlehne/Beinstütze elektr. verstellbar
- Via Scewo App steuerbar
- Diverses Zubehör erhältlich (Kopfstütze, Pelotten etc.)
- Transportabmessungen: 1195 x 688 x 735 mm
- Max. Belastbarkeit: 120 kg





**ab 93.-**  
inkl. MWST



In verschiedenen Farben erhältlich

- Farben: Grau, Eisblau
- Sitzhöhe verstellbar: 42 bis 57 cm
- Gesamtbreite: 52 cm
- Drei Gummifüsse für sicheren Halt
- Gewicht: 2,6 kg
- Max. Belastbarkeit: 130 kg

## Duschhocker Etac Edge

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MWST
81801010	Duschhocker (Grau)	CHF 85.-
81801030	Duschhocker (Eisblau)	CHF 85.-



**ab 195.-**  
inkl. MWST

## Duschstuhl Etac Swift

In verschiedenen Farben erhältlich

- Farbe: Grau
- Sitzhöhe verstellbar: 42 bis 57 cm
- Gesamtbreite: 54,5 cm
- Gummifüsse für sicheren Halt
- Gewicht: 3,1 kg
- Max. Belastbarkeit: 160 kg

Artikel-Nr.	<b>81701430 (Grau)</b>
Bezeichnung	<b>Duschstuhl Etac Swift</b>
Preis inkl. MWST	<b>ab CHF 195.-</b>

Diverses Zubehör erhältlich:  
Softsitz, Softrücken, Seifenschale.

## Badewannenbrett Etac Fresh

Zwei verschiedene Längen erhältlich

- Farbe: Weiss
- Länge: 69 cm oder 74 cm
- Mit Handgriff
- Gewicht: 2,1 kg
- Max. Belastbarkeit: 150 kg



**ab 69.-**  
inkl. MWST

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MWST
81600014	Badewannenbrett (69 cm)	ab CHF 69.-
81600024	Badewannenbrett (74 cm)	ab CHF 72.-

# Vermietung

Die Miete ist oft eine sinnvolle und kostengünstigere Alternative zum Kauf. Falls der gemietete Artikel doch länger benötigt wird, bieten wir faire Konditionen für einen möglichen Kauf aus der Miete an.



# Mietliste

Mietartikel	Grundgebühr (einmalig)	Mietpreise
<u>Mobilität</u>		
Gehbock / Gehgestell	CHF 10.-	CHF 30.- / Monat
Rollator	CHF 35.-	CHF 45.- / Monat
Rollator mit Unterarmauflagen	CHF 35.-	CHF 55.- / Monat
Standard-Rollstuhl	CHF 143.77	CHF 4.31 / Tag
Kinderrollstuhl	CHF 143.77	CHF 4.31 / Tag
Transfer-/Transportrollstuhl	CHF 143.77	CHF 4.31 / Tag
Pflegerrollstuhl	CHF 143.77	CHF 160.- / Monat
Elektrollstuhl	CHF 143.77	CHF 240.- / Monat
<u>Betten und Matratzen</u>		
Pflegebett		CHF 81.- / Monat Lieferung: CHF 270.- Abholung: CHF 300.-
Aufrichter freistehend	CHF 15.-	CHF 20.- / Monat
Antidekubitusmatratze	CHF 70.-	CHF 110.- / Monat
<u>Therapie</u>		
Gehwagen Topro Taurus	CHF 35.-	CHF 140.- / Monat
Bewegungstrainer Unterkörper	CHF 160.-	CHF 240.- / Monat
<u>Zubehör</u>		
Krückenständer	CHF 10.-	CHF 20.- / Monat
Beinlagerungsschiene	CHF 10.-	CHF 30.- / Monat