


NEUES
MODELL



THERAPIESCHUHE

GESAMTKATALOG 2026

ORTHESENSCHUHE IM 2- UND 3-WEITEN-SYSTEM UND ANTIVARUSSCHUHE



INHALT

IM FOKUS 3

SANDALEN & BALLERINAS 7

3-WEITEN-SYSTEM

PISA	8
IMOLA	9
COMO CAMO LIGHT	10
BARI LIGHT	11
LUCCA LIGHT	12
SIENA LIGHT	13
FLORIDA LIGHT	14
RAVENNA LIGHT *	15
FARFALLA LIGHT	16
NOVARA LIGHT *	17

2-WEITEN-SYSTEM

COMO CAMO *	18
OLBIA	18
ANCONA	19
SAFARI	19
GENUA	20
BIBIONE	20
BERGAMO	21

BOA HALBSCHUHE 23

3-WEITEN-SYSTEM

LEON	25
TAVIRA	26
LISSABON LIGHT	27
LEIRA	28
ALMADA LIGHT	29
AVEIRO	30
MONTIJO LIGHT	31
LAGOS LIGHT	32
PORTO LIGHT	33
BARREIRO LIGHT	33
MAIA LIGHT	34
FARO LIGHT	35
CORDOBA LIGHT	35

HALBSCHUHE 37

3-WEITEN-SYSTEM

NEU CHICAGO	38
VERMONT LIGHT	40
WYOMING	40
OKLAHOMA	41
MAINE	41
LEXINGTON LIGHT *	42
UTAH LIGHT	43
GEORGIA LIGHT	43
OHIO LIGHT	44
OHIO	45

2-WEITEN-SYSTEM

NEWPORT LIGHT	46
SWANSEA LIGHT	46
MANCHESTER *	47
SACRAMENTO LIGHT	48
MODENA LIGHT	48
ILLINOIS	49
INDIANA	49
PORTLAND	50
VENICE 2	50
SAN REMO	51
WASHINGTON	51

BOA HALBSCHUHE GEFÜTTERT . 53

3-WEITEN-SYSTEM

TOMAR	55
SEVILLA LIGHT	55

HALBSTIEFEL 57

3-WEITEN-SYSTEM

LOUISIANA	58
VIRGINIA	59
KANSAS	60
KENTUCKY	60
ARIZONA	61
MONTANA LIGHT	62
NEW JERSEY 2	62
MICHIGAN LIGHT	63
ALABAMA LIGHT *	63
OREGON LIGHT *	64

2-WEITEN-SYSTEM

KINGSTON	65
--------------------	----

HALBSTIEFEL GEFÜTTERT 67

3-WEITEN-SYSTEM

MINNESOTA	68
DAKOTA	69
WISCONSIN	70
IDAHO	71
NEBRASKA	71

2-WEITEN-SYSTEM

OSLO	72
HELSINKI	73
BERGEN	73
CARDIFF *	74
TORONTO	75
ONTARIO	75

INFORMATIONEN 77

GRÖßENBESTIMMUNG	78
»EXTRALIGHT« UNTERWEGS	81
SOHLEN FÜR BESTE	
BODENHAFTUNG	82

ÜBERSICHT 84

ALLE MODELLE
SIND AUCH
UNPAARIG
BESTELLBAR

CHICAGO - JETZT NEU!



CHICAGO
Seite 38

NEU

Unsere
NEU ENTWICKELTE SOHLE
mit EVA-Keil und abriebfestem
Gummiprofil.
Mehr dazu auf Seite 24

UNSER HIGHLIGHT

Unsere neue EVA-Gummilaufsohle
im 3-Weiten-System

BEREIT FÜR DAS NÄCHSTE LEVEL?

- Hervorragender Grip
- Vernähter Spoiler für bessere Haltbarkeit
- Hohe Flexibilität im Vorfußbereich
- Abriebfest und langlebig
- Hohe Stabilität im Rückfußbereich


GUMMISOHLE

in weiß oder schwarz erhältlich




AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS!

Da die Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, ist bei den Perpedes Therapieschuhen auch in puncto Verschluss für jeden Kunden etwas dabei. Mit allen Verschlussarten gelingt darüber hinaus ein besonders schnelles und einfaches An- und Ausziehen. Therapieschuhe mit dem innovativen BOA® Fit System ermöglichen sogar einen nahezu barrierefreien Einstieg.



REIßVERSCHLUSS

Zwei seitlich platzierte Reißverschlüsse sorgen für einen besonders weiten und einfachen Einstieg. Mit zusätzlicher Schnürung für die Weitenregulierung und für den optischen Effekt.




KLETTVERSCHLUSS

Unsere Modelle mit Klettverschluss sind die ideale Lösung bei motorischen Einschränkungen: Einfach zu greifen sowie schnell und weit zu öffnen bzw. zu schließen.

BOA® FIT SYSTEM


Innovativ und bewährt: Durch die weite Öffnung mit Heckeinstieg ist man sofort startklar und kann sich auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren.

Details auf Seite 28.



SCHNÜRUNG

Unsere klassischen Schnürer lassen sich mit eigenen Schnürsenkeln ganz einfach und kreativ ans individuelle Outfit anpassen.



jetzt **NEU!**
bei Perpedes

NEUE UND VERBESSERTE WEGE BEI UNS ZU BESTELLEN

→ LIVE AB 2026 - PERPEDES ONLINESHOP - SCHNELL & ZUVERLÄSSIG

Ein modernes, leistungsstarkes System bietet Ihnen:

- deutlich schnellere Ladezeiten
- klare Struktur und intuitive Navigation
- direkte Bestandsabfrage
- automatische Alternativvorschläge bei nicht lieferbaren Artikeln

Erleben Sie unseren neuen Onlineshop

Wir freuen uns Ihnen eine moderne, einfache und inspirierende Einkaufserfahrung bieten zu können.



Erreichbar unter:
www.perpedes.shop

→ EDI-SCHNITTSTELLE - DIGITAL, DIREKT, EFFIZIENT

Schnell, sicher und fehlerfrei
Ihre Vorteile von EDI...

Digital statt analog - mit EDI noch effizienter bestellen:

- automatisierter Bestellprozess für mehr Effizienz
- 2% Rabatt für jede EDI Bestellung
- Zeitersparnis
- simple Integration in bestehende Systemlandschaft
- schnellere Verarbeitung / minimierte Fehlerquellen

Über die EDI-Schnittstelle in Kooperation mit Wheel-IT können Sie Bestellungen direkt aus Ihrem ERP-System übermitteln - und falls Sie diese noch nicht nutzen, kontaktieren Sie uns einfach, wir stellen Ihnen alle Informationen zur Verfügung. Das Wheel-IT Team unterstützt Sie außerdem bei allen technischen Fragen.

→ UNSER INNENDIENST-TEAM: IHR DIREKTER DRAHT ZUM SCHUH-EXPERTENTEAM

Schneller, gezielter und mit dem richtigen Fachwissen:

- direkter Kontakt zu unserem spezialisierten Schuh-Team
- Schnellere Bearbeitung Ihrer Bestellungen
- Gezielte Unterstützung durch erfahrene Produktexpert:innen
- Kurze Wege, klare Zuständigkeiten, noch besserer Service

Mo - Do: 8.00 bis 16.00 Uhr
Fr: 8.00 bis 15.00 Uhr

☎ 07021 / 73803 - 104

✉ schuhe@perpedes.de





SANDALEN UND BALLERINAS

Bequem, modern und luftig – das sind die vielseitigen Sandalen und Ballerinas von Perpedes. Erlebe den optimalen Tragekomfort und lass deine Füße atmen. Unsere zahlreichen Modelle bieten festen Halt und sorgen dank der praktischen Klettverschlüsse für ein einfaches An- und Ausziehen. Die ausgezeichnete Verarbeitung hochwertiger Materialien sorgt für höchste Qualität und langanhaltende Freude am neuen Paar Schuhe.

IMOLA

Seite 9



SANDALEN UND BALLERINAS

3-WEITEN-SYSTEM

PISA 3W



Farbenfroh – die blumigen Details sind ein wahrer Hingucker bei Modell PISA.
Ausgestattet mit praktischen Klettverschlüssen und der neuen stabilen und abriebfesten Sohle bietet diese Sandale zuverlässigen Halt und lange Haltbarkeit für viele unbeschwerte Abenteuer!

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02CT	OT2	26 – 40	Glattleder, Textilmaterial	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle weiß
05CT	OT5	26 – 40			
08CT	OT8	26 – 40			

IMOLA 3W



Grafisch cool - die robuste Sohle bietet perfekten Grip auf jedem Untergrund, während die verstellbaren Klettverschlüsse für einen sicheren Halt und einfaches An- und Ausziehen sorgen. Ob auf Entdeckungstour oder beim Spielen – diese Sandale ist der perfekte Begleiter für warme Tage!

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
O2CU	OT2	26 – 42	Glattleder, Textilmaterial	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle schwarz
O5CU	OT5	26 – 42			
O8CU	OT8	26 – 42			

COMO CAMO LIGHT



Schokoeis an heißen Sommertagen - passt genauso gut, wie die luftig leichte Sandale Como Camo Light. Das atmungsaktive Textil ermöglicht den ganzen Tag über ein angenehmes Fußklima und dank der Klettverschlüsse ist der Halt individuell anpassbar.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02CP	OT2	24 - 45	Glattleder, gewachst Textil	atmungsaktives Textil	EXTRALIGHT®, flexibel, schwarz
05CP	OT5	24 - 45			
08CP	OT8	24 - 45			

BARI LIGHT 3W



Bestseller neu aufgelegt - Bari Light. Die marineblaue luftige Sandale aus Nubukleder mit Mesh-Einsätzen ist jetzt im praktischen 3-Weiten-System erhältlich. Dank der neuen Kombination mit der EXTRALIGHT®-Sohle ist Bari Light nicht nur luftig, sondern nun auch ein flexibles Leichtgewicht.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02CQ	OT2	24 – 45	Nubukleder, Textil	atmungsaktives Textil	EXTRALIGHT®, flexibel, weiß
05CQ	OT5	24 – 45			
08CQ	OT8	24 – 45			

LUCCA LIGHT 3W



Für den perfekten Sommer – die Trekkingsandale, die alles vereint: coole Optik, federleicht, hoher Komfort, fester Halt und hochwertige Materialien.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02AV	OT2	22 – 45	Glattleder, Textilmaterial	Dryfeet	EXTRALIGHT®, flexibel, schwarz
05AV	OT5	22 – 45			
08AV	OT8	25 – 45			

SIENA LIGHT 3W



IM FOKUS

SANDALEN & BALLERINAS

BOA HALBSCHUHE

HALBSCHUHE

BOA HALBSCHUHE

HALBSTIEFEL

HALBSTIEFEL

INFORMATIONEN

ÜBERSICHT



Zarte Töne – die Sandale begeistert in angesagten Pastellfarben und farbenfrohen Details, genieße die Leichtigkeit des Sommers.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02AX	OT2	22 – 40	Glattleder, Textilmaterial	Dryfeet	EXTRALIGHT®, flexibel, weiß
05AX	OT5	22 – 40			
08AX	OT8	25 – 40			

FLORIDA LIGHT 3W



Wie der Name schon sagt, ist diese pink farbene Sandale aus Glattleder der perfekte Begleiter für sonnige Tage.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02AL	OT2	20 - 42	Glattleder, Textilmaterial	Dryfeet	EXTRALIGHT®, flexibel, weiß
05AL	OT5	20 - 42			
08AL	OT8	25 - 42			

RAVENNA LIGHT



Detailverliebt — der rote Glattleder Ballerina ist dank EXTRALIGHT®-Sohle ein echtes Leichtgewicht. Die floralen Details sorgen für den Wow-Effekt.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02AR	OT2	20 – 42	Glattleder	Dryfeet	EXTRALIGHT®, flexibel, weiß
05AR	OT5	20 – 42			

FARFALLA LIGHT 3W



Verspielte Leichtigkeit - Farfalla Light verzaubert mit wundervollem Design und überzeugt mit leichter EXTRALIGHT®-Sohle sowie hochwertigem Glattleder mit Schmetterlingen.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
O2AW	OT2	20 - 38	Glattleder	Dryfeet	EXTRALIGHT®, flexibel, weiß
O5AW	OT5	20 - 38			

NOVARA LIGHT ★ 3W



Glanzvoller Auftritt – dieser edle Ballerina mit Sternenprint und glänzenden Applikationen aus Lackleder setzt nicht nur gekonnt in Szene, dank EXTRALIGHT®-Sohle und Klettverschluss ist ein hoher Tragekomfort garantiert.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
O2CA	OT2	20 – 42	Nubukleder, Lackleder	Dryfeet	EXTRALIGHT®, flexibel, schwarz
O5CA	OT5	20 – 42			
O8CA	OT8	25 – 42			

★ Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

SANDALEN UND BALLERINAS 2-WEITEN-SYSTEM

COMO CAMO   



Bestseller – diese braun/schwarze Sandale aus Nubukleder ist der unangefochtene Liebling unserer Kunden.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OT63	OT	24 – 45	Glattleder, gewachst Textilmaterial	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz
NS63	NS	24 – 45			
AV63	AV	24 – 40			

OLBIA 



Beerig – diese luftige Sandale bietet festen Halt an heißen Sommertagen. Das Innenfutter aus DryFeet Material ist feuchtigkeitsabsorbierend.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OTAP	OT	24 – 42	Glattleder	DryFeet	EVA-Sohle, schwarz
NSAP	NS	24 – 42			

* Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

ANCONA 2W

Diese lässige Sandale aus Glattleder in warmem Grau mit Klettverschluss bietet festen Halt, ohne die Füße einzuengen.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OTAS	OT	24 – 45	Glattleder	DryFeet	EVA-Sohle, schwarz
NSAS	NS	24 – 42			

SAFARI 2W AV

In die Sandalen, fertig, los! Diese Sandale ist dank Klettverschluss der perfekte Begleiter für einen langen Tag, die Riemen sind einfach an die individuelle Fußform anzupassen.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OT21	OT	20 – 45	Nubukleder	DryFeet	EVA-Sohle, schwarz
NS21	NS	18 – 40			
AV21	AV	18 – 38			

GENUA 2W AV



Blumige Details – diese rot/beige farbene Sandale aus einer Glatt- und Nubukleder Kombination ist perfekt für einen schönen Sommertag.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OT34	OT	20 – 40	Glattleder, gewachst	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige
NS34	NS	18 – 40	Nubukleder		
AV34	AV	18 – 40			

BIBIONE 2W



Mädchentraum – die Kombination aus Beige und rosa mit Blümchenapplikationen ist ein wahres Highlight. Der Clou: das gewachste Nubukleder begeistert im angesagten Used Look!

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OT67	OT	20 – 40	Glattleder, gewachst	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige
NS67	NS	18 – 40	Nubukleder		



Daily – die braune Sandale aus Nubukleder mit Klettverschluss wird zum neuen Alltagsliebling.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OT68	OT	20 – 45	Nubukleder	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige
NS68	NS	18 – 45			
AV68	AV	18 – 40			

A close-up photograph of three children smiling. The child in the center is a young boy with light brown, wavy hair and freckles, wearing a red t-shirt. To his left is a girl with dark skin and a blue top. To his right is a girl with dark skin and curly hair, wearing a red and black striped shirt. The background is bright and out of focus.

BOA®

BOA® FIT SYSTEM VORTEILE

- Einhändige Nutzung
- Schnelles und einfaches An- und Ausziehen
- Millimetergenaue Einstellung für eine präzise, individuelle Passform
- Sicherer Halt dank gleichmäßigem Zug über die gesamte Schnürfläche
- Witterungsbeständiger als z.B. Klettverschluss
- Lange Lebensdauer dank hochwertiger Materialien



BOA HALBSCHUHE

Schuhanzieher und Schuhe binden – das war gestern. Dank des innovativen Boa® Fit Systems und der weiten Öffnung mit Heckeinstieg ist man sofort startklar und kann sich auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. Unser umfangreiches Sortiment umfasst Sneaker in verschiedensten Material- und Farbkombinationen. Finde jetzt das passende Modell nach Deinem Geschmack.

LEON

Seite 25



DIE NEUE SOHLE IM VERGLEICH

TAVIRA 



LISSABON LIGHT 

PERPEDES-NEUHEIT!
UNSERE NEU ENTWICKELTE
EVA-GUMMILAUF SOHLE

EXTRALIGHT®
UNSER LEICHTGEWICHT
UNTER DEN SOHLEN

TAVIRA

EVA-GUMMILAUF SOHLE
- DIE DYNAMISCHE

- In Schwarz und Weiß erhältlich
- Hervorragender Grip
- Hohe Flexibilität im Vorfußbereich
- Langlebig durch hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Stabilität im Rückfußbereich
- Individuelle Schuhzurichtungen sind möglich

AUCH IN SCHWARZ VERFÜGBAR



LISSABON LIGHT

PERPEDES EXTRALIGHT
- DAS LEICHTGEWICHT

- In Schwarz und Weiß erhältlich
- Geringes Gewicht und hohe Rutschfestigkeit
- Hohe Flexibilität und gute Dämpfung
- Sehr gute Druckentlastung
- Lange Haltbarkeit durch hohe Abriebfestigkeit
- Weiße Sohle: Non-Marking, geeignet für die Halle

AUCH IN SCHWARZ VERFÜGBAR



WÄHLE SELBST, WELCHE SOHLE ZU DIR PASST!

Je nach Schuhmodell gibt es die Sohle in weiß oder schwarz - siehe Produktbilder

BOA HALBSCHUHE 3-WEITEN-SYSTEM


LEON 3W



BIS GRÖßE 48



PERPEDES-NEUHEIT!
UNSERE NEU ENTWICKELTE
EVA-GUMMILAUFSoHLE



Black is back – das Modell Leon kombiniert hochwertige Glatt- und Nubukleder in stilvollem Schwarz. Die abriebfeste und flexible Sohle sorgt für langanhaltenden Komfort und Stabilität und unterstützt jeden deiner Schritte. Dank des BOA Fit® Systems wird das An- und Ausziehen zum Kinderspiel. Ein eleganter und funktionaler Allrounder, der in keiner Garderobe fehlen darf.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02BK	OT2	26 – 48	Glattleder,	DryFeet	EVA-Keil mit
05BK	OT5	26 – 48	Nubukleder		Gummilaufsohle
08BK	OT8	26 – 48			schwarz

TAVIRA 3W



EVA-GUMMI SOHLE



PERPEDES-NEUHEIT!
UNSERE NEU ENTWICKELTE
EVA-GUMMILAUF SOHLE



Hier kommt der neue Hingucker – das Modell Tavira vereint Stil und Funktionalität in Perfektion. Der lila Veloursleder-Sneaker mit textilen Einsätzen zieht alle Blicke auf sich. Dank des seitlich platzierten BOA® Verschlusses ist das An- und Ausziehen mühelos. Die abriebfeste Sohle garantiert Langlebigkeit und Komfort auf jedem Untergrund.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02BM	OT2	26 – 42	Veloursleder, Textilmaterial	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle weiß
05BM	OT5	26 – 42			
08BM	OT8	26 – 42			

LISSABON LIGHT 3W

EXTRALIGHT SOHLE



Mut zur Farbe – Sneaker aus violett farbigem Veloursleder mit lateral platziertem Boa® Fit System für ein einfaches Öffnen und Schließen der Schuhe.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02BC	OT2	26 – 42	Veloursleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT®, flexibel, weiß
05BC	OT5	26 – 42			
08BC	OT8	26 – 42			

LEIRA 3W



EVA-GUMMI SOHLE



PERPEDES-NEUHEIT!
UNSERE NEU ENTWICKELTE
EVA-GUMMILAUF SOHLE



Snow white, sheer delight! Entdecke den strahlenden Sneaker aus weißem Glattleder und textilen Einsätzen. Mit dem seitlichen BOA® Verschluss sind deine Schuhe im Handumdrehen perfekt angepasst. Die neu entwickelte Sohle, kombiniert aus EVA-Keil und abriebfestem Gummiprofil, bietet stabilen Halt und flexible Abrollbewegungen im Vorfußbereich.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02BL	OT2	26 – 42	Glattleder, Textilmaterial	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle weiß
05BL	OT5	26 – 42			
08BL	OT8	26 – 42			

ALMADA LIGHT 3W



EXTRALIGHT SOHLE



All white, all right – Almada Light greift den Trend des weißen Sneakers gekonnt auf. Dank der bekannten EXTRALIGHT® Sohle wird aus dem Modell ein leichter und flexibler Allrounder mit Boa® Fit System zum einfachen An- und Ausziehen.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02BG	OT2	26 – 42	Glattleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT®, flexibel, weiß
05BG	OT5	26 – 42			
08BG	OT8	26 – 42			

AVEIRO 3W



EVA-GUMMI SOHLE



PERPEDES-NEUHEIT!
UNSERE NEU ENTWICKELTE
EVA-GUMMILAUF SOHLE



Dunkelblau, dynamisch und durchdacht – Aveiro setzt neue Maßstäbe für die Perpedes BOA® Kollektion. Mit seiner abriebfesten Sohle bietet er langlebigen Komfort und Stabilität. Das innovative BOA Fit® System garantiert ein schnelles und einfaches An- und Ausziehen. Perfekt für alle, die Funktion und coole Optik in einem Modell vereinen möchten.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02BN	OT2	26 – 45	Veloursleder, Textilmaterial	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle weiß
05BN	OT5	26 – 45			
08BN	OT8	26 – 45			

MONTIJO LIGHT 3W

EXTRALIGHT SOHLE



Gegensätze ziehen sich an – dunkelblaues Nubukleder gepaart mit auffallend grünen Akzenten. Die EXTRALIGHT® Sohle gibt dem Modell Montijo Light viel Flexibilität.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02BH	OT2	26 – 45	Veloursleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT®, flexibel, weiß
05BH	OT5	26 – 45			
08BH	OT8	26 – 45			

LAGOS LIGHT 3W



REFLEKTIERENDE STREIFEN:
FÜR MEHR SICHERHEIT UND STYLE.



Sportlich im Alltag – die reflektierenden Streifen geben diesem Sneaker den sportlichen Touch und mehr Sicherheit bei Nacht. Dank des Boa® Fit Systems ist dieses Modell die perfekte Wahl, wenn es schnell gehen muss. Punkten kann dieser Sneaker mit einem weiten Einstieg und der leichten EXTRALIGHT® Sohle.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
O2BF	OT2	26 – 42	Glattleder, Reflexmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT®, flexibel, schwarz
O5BF	OT5	26 – 42			
O8BF	OT8	26 – 42			

PORTO LIGHT 3W



BIS GRÖÖE 48



Black is beautiful – dieser moderne Sneaker aus einer Nubuk- und beschichteten Leder-Kombination überzeugt mit weitem Heckeinstieg und dem seitlich platzierten Boa® Fit System.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02BB	OT2	26 – 48	Nubukleder,	DryFeet	EXTRALIGHT®,
05BB	OT5	26 – 48	Leder beschichtet		flexibel, schwarz
08BB	OT8	26 – 48			

BARREIRO LIGHT 3W



BIS GRÖÖE 48



All time classic – Barreiro Light kombiniert neben dem funktionalen Boa Schnellverschluss die flexible und leichtgewichtige EXTRALIGHT® Sohle und qualitativ hochwertige Leder in einem Modell. Der Heckeinstieg ermöglicht zudem eine weite Öffnung zum problemlosen An- und Ausziehen der Schuhe.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02BI	OT2	26 – 48	Nubukleder,	DryFeet	EXTRALIGHT®,
05BI	OT5	26 – 48	Glattleder		flexibel, schwarz
08BI	OT8	26 – 48			

MAIA LIGHT 3W



Pink up your life – dieser pinkfarbene Sneaker setzt auf eine hochwertige Kombination aus Glattleder und Textilmaterial. Dank des praktischen Boa® Fit Systems ist ein einfaches Öffnen und Schließen der Schuhe garantiert.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02BJ	OT2	26 – 42	Glattleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT®, flexibel, weiß
05BJ	OT5	26 – 42			
08BJ	OT8	26 – 42			

FARO LIGHT



BOA®

LATERALES BOA® FIT SYSTEM



Easy fit – Sneaker mit weitem Heckeinstieg aus Nubukleder in der Trendkombination Schwarz/Camouflage. Das seitlich platzierte Boa® Fit System macht das An- und Ausziehen zum Kinderspiel.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02BA	OT2	26 – 43	Nubukleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT®, flexibel, schwarz
05BA	OT5	26 – 43			
08BA	OT8	26 – 43			

CORDOBA LIGHT 3W



BIS GRÖßE 48



Must Have der Saison – der moderne Sneaker in angesagten Brauntönen überzeugt mit dem lateral platzierten Boa® Fit System.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02BE	OT2	26 – 48	Glatt, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT®, flexibel, schwarz
05BE	OT5	26 – 48			
08BE	OT8	26 – 48			






HALBSCHUHE

Klassisch, modern, sportlich – ob Schnürer oder Kletter, ein guter Halbschuh funktioniert immer. Perpedes bietet ein breites Spektrum an verschiedensten Halbschuhen, um Dich für jede Gelegenheit passend auszustatten. Magst Du es bunt oder klassisch schwarz?

CHICAGO


Seite 38

NEU



HALBSCHUHE
3-WEITEN-SYSTEM

CHICAGO 




AB SOFORT BESTELLBAR

NEU



Sicher, bequem, stilvoll – dieser graue Sneaker bringt Komfort und urbanen Look auf den Punkt. Hochwertige Materialien treffen auf cleveres Design: weiter Einstieg durch seitliche Reißverschlüsse und Langlebigkeit dank abriebfester Gummiprofilsohle. Sicher losgehen, sicher ankommen.



EXTRA WEIT ZU
ÖFFNEN DANK
REIßVERSCHLUSS



ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
O2CV	OT2	24 – 45	Nubukleder	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle schwarz
O5CV	OT5	24 – 45			
O8CV	OT8	24 – 45			

HALBSCHUHE 3-WEITEN-SYSTEM

VERMONT LIGHT



EXTRA WEIT ZU
ÖFFNEN DANK
REIßVERSCHLUSS



In einer Welt voller Trends ist er ein Klassiker – Vermont Light. Ein klassischer schwarzer Sneaker wird durch eine gewagte Materialkombination aus Glatt- und Veloursleder zum aufregenden Highlight. Dank der zwei seitlich platzierten Reißverschlüsse ist ein weiterer Einstieg garantiert. Ein flexibles Leichtgewicht, passend bei jeder Gelegenheit!

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02CS	OT2	24 – 45	Glattleder perforiert, Veloursleder	DryFeet	EXTRALIGHT®, flexibel, weiß
05CS	OT5	24 – 45			
08CS	OT8	24 – 45			

WYOMING



Sneaker in Perfektion: langlebige und abriebfeste TR-Laufsohle gepaart mit Schnürung und Reißverschluss aus pflegeleichtem schwarzen Glattleder. Der Sneaker-Allrounder für das ganze Jahr.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02CR	OT2	24 – 45	Nubukleder, gefettet Spaltleder, PUR-beschichtet	DryFeet	TR-Sohle, schwarz
05CR	OT5	24 – 45			
08CR	OT8	24 – 45			

OKLAHOMA 3W



Blue Star – Dieser angesagte Sneaker kombiniert eine robuste und langlebige Laufsohle mit pflegeleichtem Glattleder. Der coole Sternenprint macht Oklahoma zum besonderen Hingucker! Dank der Kombination aus Schnürung und Reißverschluss ist das An- und Ausziehen zudem problemlos möglich.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02CN	OT2	24 – 45	Glattleder, beschichtet DryFeet		TR-Sohle, weiß
05CN	OT5	24 – 45			
08CN	OT8	24 – 45			

MAINE 3W



Setze ein Statement. Dieser coole Sneaker ist dank des Glattleders pflegeleicht und unempfindlich. Die Kombination aus Schnürung und Reißverschluss erleichtert nicht nur das An- und Ausziehen, sondern sie lässt den Schuh auch noch cool aussehen.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02CO	OT2	24 – 42	Glattleder	DryFeet	TR-Sohle, weiß
05CO	OT5	24 – 42			
08CO	OT8	24 – 42			

LEXINGTON LIGHT*

3W



MIT REFLEXMATERIAL
FÜR MEHR SICHERHEIT



Straßenheld – Die Kombination der hochwertigen Leder- und Textilmaterialien mit Designelementen aus Reflexmaterial sind nicht nur ein Blickfang, sondern erhöhen auch die Sicherheit als Fußgänger. Dank der EXTRALIGHT® Sohle ist Lexington Light richtig flexibel und leicht.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02CI	OT2	26 – 45	Nubukleder,	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, weiß
05CI	OT5	26 – 45	Textilmaterial,		
08CI	OT8	26 – 45	Reflexmaterial		

UTAH LIGHT 3W



Blaues Wunder – Utah Light, der federleichte Sneaker aus blauem Glattleder mit Klettverschluss, für ein kinderleichtes An- und Ausziehen.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02AJ	OT2	20 – 35	Glattleder	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, weiß
05AJ	OT5	20 – 35			
08AJ	OT8	25 – 35			

GEORGIA LIGHT 3W



Dieser federleichte Sneaker aus Glatt- und Veloursleder ist auch in dieser Saison wieder voll im Trend. Die schwarz abgesetzte EXTRALIGHT® Sohle bildet einen tollen Kontrast zum Leder in Bordeaux.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
0253	OT2	20 – 35	Glattleder, Veloursleder	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, schwarz
0553	OT5	20 – 35			
0853	OT8	25 – 35			

OHIO LIGHT 3W




Das kleine Leichtgewicht – Dieser klassische schwarze Sneaker aus Glattleder mit individuell kürzbaren Riemen begeistert mit der flexiblen und ultraleichten EXTRALIGHT® Sohle.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02AA	OT2	20 – 42	Glattleder, Glattleder, perforiert	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, schwarz
05AA	OT5	20 – 42			
08AA	OT8	25 – 42			

OHIO

3W



BIS GRÖÖE 48



Großer Bruder – gleiche Optik. OHIO ist der große Bruder von OHIO LIGHT mit einem wichtigem Unterschied: Ausgestattet mit einer festen Gummilaufsohle gewährleistet er in den großen Größen bis 48 die nötige Haltbarkeit bei einem festen Stand.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
0211	OT2	40 – 48	Glattleder,	Textil	EVA-Keil mit
0511	OT5	40 – 48	Glattleder, perforiert		Gummilaufsohle, schwarz
0811	OT8	40 – 48			

HALBSCHUHE 2-WEITEN-SYSTEM

NEWPORT LIGHT 2W



Perfect Match — Dieser weiße Sneaker aus Glattleder mit marineblauen Highlights passt zu jeder Gelegenheit.



ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OTAN	OT	26 – 45	Glattleder,	DryFeet	EXTRALIGHT®
NSAN	NS	26 – 45	Glattleder, perforiert		flexibel, weiß

SWANSEA LIGHT 2W



Akzente setzen — Sneaker in der Trendfarbe Weiß aus einer Kombination hochwertiger Lederarten mit rosafarbenen Applikationen.



ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OTAO	OT	26 – 42	Glattleder,	DryFeet	EXTRALIGHT®
NSAO	NS	26 – 42	Nubukleder		flexibel, weiß

MANCHESTER



Black Beauty – Passend zu jedem Anlass ist dieser schwarze Glattleder Sneaker mit innovativer Schnürung.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OT97	OT	22 – 45	Glattleder,	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz
NS97	NS	22 – 45	Glattleder, perforiert		
AV97	AV	22 – 40			

* Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

SACRAMENTO LIGHT 2W



Sportives Leichtgewicht – Dieser Sneaker aus Velours- und Glattleder eignet sich im In- und Outdoorbereich. Hallengeeignet dank der weißen EXTRALIGHT® Sohle.

EXTRALIGHT®
SOHLE WEIß

HALLENGEEIGNET



ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OT52	OT	26 – 45	Glattleder, Veloursleder	Textil	EXTRALIGHT® flexibel, weiß
NS52	NS	26 – 45			

MODENA LIGHT 2W



Dank Klettverschluss gelingt das Anziehen im Handumdrehen und dem Sport steht nichts mehr im Weg. Hallengeeignet dank weißer EXTRALIGHT® Sohle.

EXTRALIGHT®
SOHLE WEIß

HALLENGEEIGNET



ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OTAM	OT	26 – 45	Glattleder, Veloursleder	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, weiß
NSAM	NS	26 – 45			

ILLINOIS 2W



Dieser schwarze Sneaker aus Glattleder ermöglicht dank des praktischen Klettverschlusses einen weiten Einstieg. Sollte der Fuß im Laufe des Tages anschwellen, ist der Umfang individuell regulierbar.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OT88	OT	24 – 45	Glattleder	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz
NS88	NS	24 – 45			

INDIANA 2W



Eyecatcher – Unübersehbar ist der Glattleder Sneaker in kräftigem Pink, der sofort ins Auge fällt.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OT55	OT	24 – 40	Glattleder	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz
NS55	NS	24 – 40			

PORTLAND 2W



Sieht gut aus, fühlt sich gut an – Portland, der Sneaker aus grauem Veloursleder wird durch blaue Schnürsenkel zum Blickfang.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OT82	OT	24 – 45	Veloursleder	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz
NS82	NS	24 – 45			

VENICE 2 2W AV



Zum Hingucker wird dieses Modell dank des innovativen Zick-Zack Klettverschlusses aus einer Komposition von rosa- und weißfarbigen Glatt- und Nubukleder.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OT81	OT	22 – 38	Glattleder,	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz
NS81	NS	22 – 38	Nub		
AV81	AV	22 – 38			

SAN REMO 2W AV



Mehr als nur Schwarz ist dieser Sneaker aus Glatt- und Nubukleder. Dank innovativem Klettverschluss ist das An- und Ausziehen spielend einfach.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OT96	OT	22 – 45	Glattleder, perforiert	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz
NS96	NS	22 – 45	Nubukleder		
AV96	AV	22 – 40			

WASHINGTON 2W



MIT WECHSELBAREN
SCHNÜRSENKELN



Dieser schwarze Sneaker aus wasserabweisendem Nubukleder und beschichtetem Leder überzeugt mit seiner Schlichtheit. Dank der zwei seitlichen Reißverschlüsse ist der Schuh extra weit zu öffnen.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OT56	OT	24 – 45	Nubukleder,	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz
NS56	NS	24 – 45	Leder, beschichtet		





BOA HALBSCHUHE GEFÜTTERT

Auf die Plätze, fertig, los: Schuhe anziehen ist dank des Boa® Fit Systems und der weiten Öffnung mit Heckeinstieg schnell und unkompliziert möglich. Durch das warme Innenfutter unserer Halbschuhe gilt dies auch für die kältere Jahreszeit.

TOMAR

Seite 55



PERPEDES BOA® KOLLEKTION 2.0

Entdecke jetzt die neue Perpedes Sneaker Kollektion 2.0 – hier trifft ein cooles Design auf Technologie!

Für eine perfekte Passform ist jedes Paar mit dem innovativen BOA® Verschlussystem ausgestattet.


DAS WAHRE HIGHLIGHT:

Unsere neu entwickelte Sohle mit EVA-Keil und abriebfestem Gummiprofil. Im Rückfußbereich bietet die Sohle einen stabilen Stand und Halt, während sie im Vorfußbereich maximale Flexibilität für eine natürliche Abrollbewegung bietet. Erleben Sie Komfort und Funktionalität in jedem Schritt. Bereit für das nächste Level?


NEU

SCHNÜREN WAR GESTERN

LOCKERN:
DREHVERSCHLUSS AUFZIEHEN,
ZUNGE NACH VORNE DRÜCKEN



FESTZIEHEN:
ZUM EINRASTEN DRÜCKEN,
DREHEN ZUM FESTZIEHEN



PORTO LIGHT

Seite 33

BOA HALBSCHUHE GEFÜTTERT 3-WEITEN-SYSTEM

TOMAR 3W



PERPEDES-HIGHLIGHT!
UNSERE NEU ENTWICKELTE
EVA-GUMMILAUF SOHLE



Ready, set, go – mach dich bereit für kühlere Tage. Das anthrazitfarbene Modell Tomar besticht durch sein wärmendes Wollfutter und überzeugt mit der abriebfesten und flexiblen Laufsohle. Das lateral platzierte BOA Fit® System ermöglicht einen schnellen Einstieg und optimalen Halt. Ein perfekter Begleiter für kalte Tage.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02BO	OT2	26 – 42	Glattleder, Textilmaterial	Wollfutter	EVA-Keil mit Gummilaufsohle schwarz
05BO	OT5	26 – 42			
08BO	OT8	26 – 42			

SEVILLA LIGHT 3W



Abenteurer – auch an kühleren Tagen ist dieser warm gefütterte Sneaker aus Glattleder mit Textileinsätzen in anthrazit ein treuer Begleiter. Das Besondere: der weite Heckeneinstieg und das seitlich platzierte Boa® Fit System.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02BD	OT2	26 – 42	Glattleder, Textilmaterial	Wollfutter	EXTRALIGHT®, flexibel, schwarz
05BD	OT5	26 – 42			
08BD	OT8	26 – 42			





HALBSTIEFEL

Bereite dich besonders in der Übergangszeit, auf einen sicheren Halt und Stabilität vor. Jetzt mit Schuhen von Perpedes! Unsere Modelle bieten eine Vielzahl von Laufsohlenoptionen wie Profil-, Gummi-, EXTRALIGHT®- oder rutschhemmende TR-Laufsohlen, die für einen starken und sicheren Auftritt sorgen. Erlebe das Gefühl, immer festen und sicheren Schrittes unterwegs zu sein, mit Perpedes!

KANSAS

Seite 60

HALBSTIEFEL 3-WEITEN-SYSTEM

LOUISIANA 



Glanzvoller Auftritt - dieser coole Halbstiefel aus Leder mit Rosenprint wird dein neuer Begleiter für den Alltag. Die zwei seitlich platzierten Reißverschlüsse bieten einen schnellen und weiten Einstieg in den Schuh.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02CE	OT2	24 - 42	Glattleder, geprägt	DryFeet	TR-Schalensohle, weiß
05CE	OT5	24 - 42			
08CE	OT8	24 - 42			

VIRGINIA 3W



Platz da, jetzt komm ich – die Sohle des farbenfrohen Halbstiefels in sattem Rot überzeugt nicht nur mit ihren rutschhemmenden Eigenschaften. Dank der sehr guten Abriebwerte wird eine lange Haltbarkeit erzielt.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02CD	OT2	24 – 42	Glattleder	DryFeet	TR-Schalensohle, weiß
05CD	OT5	24 – 42			
08CD	OT8	24 – 42			

KANSAS 3W



Keep it simple – dieser lässige graue Lederhalbstiefel mit metallisch abgesetztem Kragen aus Textilmaterial überzeugt mit Schnürung und zwei seitlich platzierten Reißverschlüssen.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02CC	OT2	24 – 45	Glattleder	DryFeet	TR-Schalensohle, weiß
05CC	OT5	24 – 45			
08CC	OT8	24 – 45			

KENTUCKY 3W



Ton in Ton – das Leder dieses Halbstiefels hat eine dunkelblaue Basis und ein darauf geprägtes Wabenmuster in knalligem Blau. Für einen schnellen und weiten Einstieg sorgen die seitlich platzierten Reißverschlüsse.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02CB	OT2	24 – 45	Glattleder beschichtet	DryFeet	TR-Schalensohle, weiß
05CB	OT5	24 – 45			
08CB	OT8	24 – 45			

ARIZONA 3W



Back in Black – der beliebte Halbstiefel im modisch sportlichen Design überzeugt auf voller Linie in schwarzem Nubukleder. Die seitlich platzierten Reißverschlüsse ersparen zeitraubendes Schnüren. So bist du jederzeit schnell einsatzbereit.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02CK	OT2	24 – 45	Nubukleder	DryFeet	TR-Schalensohle, schwarz
05CK	OT5	24 – 45			
08CK	OT8	24 – 45			

MONTANA LIGHT 3W



Dieser Halbstiefel aus gefettetem Nubukleder ist wasserabweisend und bietet den nötigen Schutz, um auch bei nasskaltem Wetter trocken zu bleiben.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
O2AB	OT2	24 – 42	Nubukleder, gefettet	DryFeet	EXTRALIGHT®, flexibel, schwarz
O5AB	OT5	24 – 42			
O8AB	OT8	25 – 42			

NEW JERSEY 2 3W



Die einzigartige Perpedes Winterprofilsohle auf diesem Halbstiefel aus wasserabweisendem Nubukleder sorgt für den nötigen Grip auf nassen und rutschigen Straßen. Details zur Sohle ab Seite 68.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
O2AC	OT2	35 – 45	Nubukleder, gefettet	DryFeet	PERPEDES Winterprofilsohle, schwarz
O5AC	OT5	35 – 45			
O8AC	OT8	35 – 45			

MICHIGAN LIGHT 3W



- == ZWEI VERSCHLÜSSE BIS GRÖßE 30
- === DREI VERSCHLÜSSE AB GRÖßE 30

Bitte beachten: Die Schuhe sind durch die unterschiedliche Ausführung nur im jeweiligen Größenbereich unpaarig kombinierbar.



Evergreen — dieser leichte Halbstiefel aus schwarzem Leder ist das Standardwerk für jede Garderobe. Der Klettverschluss ermöglicht nicht nur einen weiten Einstieg, sondern auch die individuelle Anpassung an den Fuß.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02AY	OT2	== 20 – 30 === 30 – 42	Nubukleder, Glattleder beschichtet	DryFeet	EXTRALIGHT®, flexibel, schwarz
05AY	OT5	=== 20 – 30 30 – 42			
08AY	OT8	== 25 – 30 === 30 – 42			

ALABAMA LIGHT ★ 3W



Sternenhimmel — dieser leichte Halbstiefel aus schwarzem Leder mit Sternenprint lässt dich funkeln. Der Klettverschluss ermöglicht einen weiten und komfortablen Einstieg sowie die individuelle Regulierung der Weite an den Fuß.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02AZ	OT2	== 20 – 30 === 30 – 42	Nubukleder, Lackleder	DryFeet	EXTRALIGHT®, flexibel, schwarz
05AZ	OT5	== 20 – 30 === 30 – 42			
08AZ	OT8	== 25 – 30 === 30 – 42			

★ Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

OREGON LIGHT^{*}



Alltagsheld — dieser coole schwarze Halbstiefel aus Nubuk und beschichtetem Leder besticht durch seine Leichtigkeit.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
0251	OT2	31 – 42	Nubukleder, Glattleder beschichtet	DryFeet	EXTRALIGHT®, flexibel, schwarz
0551	OT5	31 – 42			
0851	OT8	31 – 42			

^{*} Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

HALBSTIEFEL 2-WEITEN-SYSTEM

KINGSTON 2W



ACHTUNG! Ab Größe 40 andere Laufsohle!

Bitte beachte: Unpaarige Bestellungen sind im Größenbereich a) 24-39 und Größenbereich b) 40-45 möglich. Aufgrund der optisch abweichenden Sohle ab Gr. 40 sind unpaarige Bestellungen nicht mit jeder Größenkombination möglich.



Dank innovativer Schnürung und rutschhemmender TR-Sohle erinnert dieser Halbstiefel aus Nubukleder an einen robusten Wandertiefel.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OT59	OT	24 – 45	Nubukleder	DryFeet	TR-Schalensohle, beige
NS59	NS	24 – 45			





HALBSTIEFEL GEFÜTTERT

Keep warm & stay cool - mit den warm gefütterten Halbstiefeln von Perpedes kommst Du sicher durch den Winter. Schnee, Regen oder Glatteis sind für unsere vielseitigen Modelle keine Herausforderung. In unserem Sortiment findest Du modische Modelle mit hochwertig verarbeiteten Materialien wie Glatt- oder Nubukleder. Das Innenfutter aus textilem Teddyfell oder Lammfell erhält die Wärme und bewahrt Dich vor kalten Füßen.

IDAHO

Seite 71



HALBSTIEFEL GEFÜTTERT
3-WEITEN-SYSTEM



MINNESOTA 



Lichtblick an trüben Tagen – Minnesota sorgt für Abwechslung im Winter. Es ist an der Zeit, den klassischen dunklen Winterfarben mit einem modischen hellbraunen Halbstiefel aus Nubukleder zu trotzen. Kuschlig warme Füße dank textilem Teddyfell gibt es inklusive.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02CM	OT2	24 – 45	Nubukleder, gefettet	Teddyfell	TR-Sohle, schwarz
05CM	OT5	24 – 45			
08CM	OT8	24 – 45			

DAKOTA 3W



Zuverlässig und warm durch die kalte Jahreszeit – unser Modell Dakota wärmt an kalten Tagen dank des textilen Teddyfells. Die Kombination aus gefettetem Nubukleder und der abriebfesten TR-Laufsohle machen diesen Halbstiefel zu einem robusten und qualitativ hochwertigen Weggefährten.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02CL	OT2	24 – 45	Nubukleder, gefettet	Teddyfell	TR-Sohle, schwarz
05CL	OT5	24 – 45			
08CL	OT8	24 – 45			

WISCONSIN 3W



Lästiges Schnüren war gestern – ein schnelles An- und Ausziehen ist dank der seitlich platzierten Reißverschlüsse bei diesen warm gefütterten Halbstiefeln ein Kinderspiel.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
O2CH	OT2	24 – 45	Nubukleder, gefettet	Teddyfell	TR-Sohle, schwarz
O5CH	OT5	24 – 45			
O8CH	OT8	24 – 45			



Weiter Einstieg dank der seitlich platzierten Reißverschlüsse

Was macht die gefütterten Stiefel im 3-Weiten-System zu den idealen Winterschuhen?

- Hochwertig verarbeitete Materialien
- Innenfutter aus textilem Teddyfell bewahrt die Wärme
- Thermoplastische Gummisohle mit guter Rutschfestigkeit dank tiefer Profilstärke
- Das 3-Weiten-System bietet viel Volumen für verschieden dickwandige Orthesen

IDAHO 3W



Das Oberleder des bordeauxfarbenen Halbstiefels erinnert mit seinem Design und dem Hauch von Glitzer an wunderschöne Eisblumen im Winter. Dank des warmen Innenfutters bleiben die Füße wohlig warm und Aktivitäten im Freien steht nichts im Weg.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02CG	OT2	24 – 42	Leder mit floralem Print	Teddyfell	TR-Sohle, schwarz
05CG	OT5	24 – 42			
08CG	OT8	24 – 42			

NEBRASKA 3W



Rockig durch den Winter – das schwarze Oberleder der coolen Halbstiefel mit 3D-Haptik bietet durch die wasserabweisende Beschichtung Schutz vor Nässe. Dank des kuschligen Innenfutters bleiben die Füße auch an ungemütlichen Tagen angenehm warm.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
02CF	OT2	24 – 45	Beschichtetes Leder mit 3D-Haptik	Teddyfell	TR-Sohle, schwarz
05CF	OT5	24 – 45			
08CF	OT8	24 – 45			

HALBSTIEFEL GEFÜTTERT 2-WEITEN-SYSTEM



OSLO 2W AV



Shining Star – gefettetes Nubukleder und Glitzer Applikationen machen diesen mit Lammfell gefütterten Stiefel zum Eyecatcher.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OFAU	OT	20 – 42	Nubukleder, gefettet	Lammfell	TR-Sohle, grau
NFAU	NS	20 – 42			
AFAU	AV	20 – 40			

HELSINKI

2W AV



Mit gefettetem Nubukleder der Nässe trotzen: Dieser Halbstiefel bringt mit seinem warmen Lammfell und wasserabweisendem Leder alles mit, was man an kalten Tagen benötigt.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OF47	OT	20 – 45	Nubukleder	Lammfell	TR-Sohle, beige
NF47	NS	20 – 45			
AF47	AV	20 – 40			

BERGEN

2W AV



Allzeit-Klassiker – der schwarze Halbstiefel aus wasserabweisendem Nubukleder passt zu jeder Witterung. Die rutschhemmende TR-Sohle und das warme Lammfell bringen Spaß an kalten Wintertagen.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OF48	OT	20 – 45	Nubukleder, wasserabweisend	Lammfell	TR-Sohle, grau
NF48	NS	20 – 45			
AF48	AV	20 – 40			

CARDIFF* 2W



Leuchtend im Schnee — die Kombination aus Glatt- und Nubukleder mit Teddyfell hält die Füße auch an Wintertagen wohlig warm.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OF45	OT	24 – 39	Glattleder, Nubukleder	Teddyfell	TR-Sohle, schwarz
NF45	NS	24 – 40			

TORONTO 2W

Dieser Halbstiefel aus Nubukleder mit innovativer Schnürung hat dank der rutschhemmenden TR-Sohle die nötige Funktionalität, um Glätte standzuhalten.


ACHTUNG!
Ab Größe 40 andere Laufsohle!

Bitte beachte: Unpaarige Bestellungen sind im Größenbereich a) 24-39 und Größenbereich b) 40-45 möglich. Aufgrund der optisch abweichenden Sohle ab Gr. 40 sind unpaarige Bestellungen nicht mit jeder Größenkombination möglich.



ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OF70	OT	24 – 45	Nubukleder	Teddyfell	TR-Sohle,
NF70	NS	24 – 45			beige

ONTARIO 2W

Dieser Halbstiefel sticht durch seine extrem harmonische, dunkelbraune Farbgebung heraus. Mit seinem flauschigen Fell und dem wasserabweisenden Nubukleder ist der Winterspaß vorprogrammiert.


ACHTUNG!
Ab Größe 40 andere Laufsohle!

Bitte beachte: Unpaarige Bestellungen sind im Größenbereich a) 24-39 und Größenbereich b) 40-45 möglich. Aufgrund der optisch abweichenden Sohle ab Gr. 40 sind unpaarige Bestellungen nicht mit jeder Größenkombination möglich.




ART.-NR.	TYP	GRÖßE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE
OF69	OT	24 – 45	Nubukleder,	Teddyfell	TR-Sohle,
NF69	NS	24 – 45	gefettet		schwarz






INFORMATIONEN



GRÖßENBESTIMMUNG

3-WEITEN-SYSTEM OT2 / OT5 / OT8

Schuhgröße Perpedes	Fußlänge	OT 2 Brandsohlenlänge	OT 5 Brandsohlenlänge	OT 8 Brandsohlenlänge	OT 2 Ballenbreite	OT 5 Ballenbreite	OT 8 Ballenbreite	OT 2 Fersenbreite	OT 5 Fersenbreite	OT 8 Fersenbreite
20	11,8	13,3	13,6		5,9	6,4		4,1	4,9	
21	12,5	14,0	14,3		5,9	6,5		4,1	4,9	
22	13,2	14,7	15,0		6	6,6		4,2	5,0	
23	13,8	15,3	15,6		6,1	6,7		4,3	5,1	
24	14,5	16,0	16,3		6,2	6,8		4,3	5,1	
25	15,2	16,7	17,0	17,0	6,4	6,9	7,1	4,4	5,2	5,4
26	15,9	17,4	17,6	17,6	6,5	7,0	7,2	4,5	5,3	5,5
27	16,5	18,0	18,3	18,3	6,6	7,2	7,3	4,6	5,4	5,6
28	17,2	18,7	19,0	19,0	6,8	7,3	7,5	4,7	5,5	5,7
29	17,9	19,4	19,6	19,6	6,9	7,4	7,6	4,8	5,6	5,8
30	18,5	20,0	20,3	20,3	7,1	7,6	7,8	4,9	5,8	6,0
31	19,2	20,7	21,0	21,0	7,3	7,8	8,0	5,0	5,9	6,1
32	19,9	21,4	21,7	21,7	7,5	8,0	8,2	5,2	6,0	6,2
33	20,5	22,0	22,3	22,3	7,7	8,1	8,3	5,3	6,2	6,4
34	21,2	22,7	23,0	23,0	7,9	8,3	8,5	5,5	6,3	6,5
35	21,9	23,4	23,7	23,7	8,1	8,5	8,7	5,6	6,5	6,7
36	22,1	23,6	24,0	24,0	8,2	9,0	9,2	5,6	6,6	6,9
37	22,8	24,3	24,7	24,7	8,4	9,2	9,3	5,7	6,7	7,0
38	23,4	24,9	25,3	25,3	8,5	9,3	9,5	5,8	6,8	7,1
39	24,1	25,6	26,0	26,0	8,7	9,4	9,6	5,9	6,9	7,2
40	24,8	26,3	26,7	26,7	8,8	9,6	9,8	6,0	7,0	7,3
41	25,4	26,9	27,3	27,3	9,2	9,7	9,9	6,2	7,2	7,5
42	26,1	27,6	28,0	28,0	9,3	9,9	10,0	6,3	7,3	7,6
43	26,8	28,3	28,7	28,7	9,5	10,0	10,2	6,4	7,4	7,7
44	27,4	28,9	29,3	29,3	9,6	10,1	10,3	6,5	7,5	7,8
45	28,1	29,6	30,0	30,0	9,8	10,3	10,5	6,7	7,6	7,9
46	28,8	30,3	30,7	30,7	9,9	10,4	10,6	6,8	7,7	8,0
47	29,4	30,9	31,3	31,3	10,1	10,6	10,7	6,9	7,8	8,1
48	30,1	31,6	32,0	32,0	10,2	10,7	10,9	7,0	7,9	8,2
Brandsohlenmaße										



In Therapieschuhen von Perpedes ist eine Spitzenzugabe von 1,2 – 1,5 mm bereits enthalten. Sie messen nur die Fußlänge und lesen die dazugehörige Schuhgröße ab.

Brandsohlenlänge / korrekte Schuhgröße
 = Fußlänge in cm + Spitzenzugaben (1,2 – 1,5 cm)


BEISPIEL:

Gemessene Fußlänge 21,8 cm + Spitzenzugabe = 23,4 cm.
 Unsere Empfehlung: Größe 35

Alle Maßangaben in cm. (Ausnahme: Schuhgrößen)


	Schuhgröße Perpedes	Fußlänge	OT 2 Ballenmaß (Ballenweite)			OT 5 Ballenmaß (Ballenweite)			OT 8 Ballenmaß (Ballenweite)			OT 2 Fersenmaß			OT 5 Fersenmaß			OT 8 Fersenmaß			OT 2 Zehenboxhöhe			OT 5 Zehenboxhöhe			OT 8 Zehenboxhöhe			Fersenstreuung OT		
20	11,8	16,1	18,8			21,5	24,6				2,1	2,6																				
21	12,5	16,3	19,0			22,0	25,2				2,2	2,7																				
22	13,2	16,5	19,3			22,5	25,9				2,2	2,8																				
23	13,8	16,8	19,6			23,1	26,5				2,3	2,8																				
24	14,5	17,1	19,9			23,6	27,1				2,3	2,9																				
25	15,2	17,5	20,2	21,1		24,1	27,8	28,6			2,4	2,9	3,1																			
26	15,9	17,8	20,6	21,5		24,6	28,3	29,1			2,4	3,0	3,2																			
27	16,5	18,2	21,0	21,9		25,1	29,0	29,8			2,5	3,0	3,3																			
28	17,2	18,6	21,4	22,3		25,9	29,7	30,5			2,5	3,1	3,4																			
29	17,9	19,0	21,8	22,7		26,8	30,5	31,4			2,6	3,1	3,5																			
30	18,5	19,5	22,3	23,2		27,6	31,4	32,2			2,7	3,2	3,6																			
31	19,2	20,0	22,8	23,7		28,4	32,1	33,0			2,8	3,2	3,7																			
32	19,9	20,6	23,3	24,2		29,2	33,0	33,8			2,9	3,3	3,8																			
33	20,5	21,1	23,9	24,8		30,2	33,9	34,8			3,0	3,3	3,9																			
34	21,2	21,7	24,4	25,3		30,8	34,6	35,5			3,1	3,4	4,0																			
35	21,9	22,3	25,0	25,9		31,6	35,4	36,4			3,2	3,5	4,1																			
36	22,1	22,6	25,5	26,6		32,9	36,5	37,5			3,2	3,6	4,2																			
37	22,8	23,0	25,9	27,0		33,6	37,2	38,2			3,3	3,7	4,3																			
38	23,4	23,4	26,3	27,4		34,5	38,1	39,1			3,4	3,8	4,4																			
39	24,1	23,8	26,7	27,8		35,2	38,9	40,0			3,5	3,9	4,5																			
40	24,8	24,2	27,1	28,2		35,9	39,7	40,9			3,6	4,0	4,6																			
41	25,4	25,0	29,4	30,6		36,8	40,8	41,8			3,7	4,1	4,7																			
42	26,1	25,4	29,8	31,0		37,3	41,4	42,5			3,8	4,3	4,8																			
43	26,8	25,8	30,3	31,5		38,1	42,3	43,4			3,8	4,4	4,9																			
44	27,4	26,2	30,7	31,9		38,9	43,1	44,2			3,9	4,5	5,0																			
45	28,1	26,7	31,1	32,3		39,7	43,9	45,0			3,9	4,6	5,1																			
46	28,8	27,1	31,5	32,7		40,5	44,7	45,8			4,0	4,7	5,2																			
47	29,4	27,5	31,9	33,1		41,3	45,5	46,6			4,0	4,8	5,3																			
48	30,1	27,9	32,3	33,5		42,1	46,3	47,4			4,1	4,9	5,4																			
Umfangmaße vom Bruttoleisten																																

Umfangmaße vom Bruttoleisten



2-WEITENSSYSTEM OT / NS / AV

Schuhgröße Perpedes	Fußlänge	Innensohlen- / Brandsohlenlänge	Schuhgröße UK	*AV, NS-Fersenmaß	*AV, NS-Ballenmaß	*OT-Fersenmaß	*OT-Ballenmaß	Fersensprengung NS AV	Fersensprengung OT
18	10,5	12,1	2K	20,2	15,0	22,3	17,5	0,45	0,5
19	11,2	12,7	3K	20,8	15,3	22,8	17,8		
20	11,8	13,4	4K	21,3	15,5	23,3	18,0		
21	12,5	14,0	4,5K	21,8	15,8	23,8	18,2	0,5	0,6
22	13,2	14,7	5,5K	22,4	16,0	24,3	18,5		
23	13,8	15,3	6K	22,9	16,3	24,8	18,7		
24	14,5	16,0	7K	23,5	16,5	25,3	18,9	0,6	0,7
25	15,2	16,6	7,5K	24,0	16,8	25,8	19,2		
26	15,8	17,3	8,5K	24,7	17,1	26,4	19,5		
27	16,5	18,0	9K	25,5	17,4	27,1	19,9	0,7	0,8
28	17,2	18,7	10K	26,2	17,8	27,7	20,3		
29	17,8	19,3	11K	27,0	18,2	28,6	20,7		
30	18,5	20,0	12K	27,7	18,7	29,4	21,2	0,8	0,9
31	19,2	20,7	12,5K	28,5	19,1	30,3	21,6		
32	19,8	21,4	13,5K	29,2	19,6	31,1	22,1		
33	20,5	22,0	1	30,0	20,1	32,0	22,6	0,9	1,0
34	21,2	22,7	2	30,6	20,6	32,7	23,1		
35	21,8	23,4	3	31,1	21,1	33,3	23,6		
36	22,5	23,7	3,5	31,7	21,7	34,0	24,2	1,0	1,1
37	23,2	24,4	4	32,2	22,2	34,6	24,7		
38	23,8	25,1	5	32,8	22,6	35,6	25,1		
39	24,5	25,7	6	33,5	23,0	36,5	25,5	1,2	1,2
40	25,2	26,4	6,5	34,1	23,4	37,5	25,9		
41	25,8	27,0	7	34,8	23,9	38,5	26,4		
42	26,5	27,7	8	35,4	24,3	39,2	26,8	1,2	1,2
43	27,2	28,4	9	36,0	24,7	39,9	27,2		
44	27,8	29,1	9,5	36,7	25,1	40,7	27,6		
45	28,5	29,8	10,5	37,3	25,5	41,4	28,0		



In Therapieschuhen von Perpedes ist eine Spitzenzugabe von 1,2 – 1,5 cm bereits enthalten. Sie messen nur die Fußlänge und lesen die dazugehörige Schuhgröße ab.


Brandsohlenlänge / korrekte Schuhgröße
= Fußlänge in cm + Spitzenzugaben (1,2 – 1,5 cm)

BEISPIEL:

Gemessene Fußlänge 21,8 cm + Spitzenzugabe = 23,4 cm.
Unsere Empfehlung: Größe 35

*OT = Orthesenschuhe
*NS = Normalschuhe
*AV = Antivarusschuhe

Alle Maßangaben in cm. (Ausnahme: Schuhgrößen)



»EXTRALIGHT« UNTERWEGS

Viele der Perpedes Therapieschuhe sind mit einer **EXTRALIGHT®-Laufsohle** ausgestattet, die optimal auf das Perpedes 3-Weiten-system abgestimmt ist. Dies erhöht die Versorgungsqualität Ihrer Patienten beim Tragen einer Orthese deutlich.

Die EXTRALIGHT®-Sohle bietet eine **gute Dynamik im Abrollbereich** und eine **hohe Flexibilität im Vorfußbereich** zur Unterstützung der Orthese.

EXTRALIGHT® steht vor allem für eine gute Energieaufnahme sowie -rückgabe. Die Sohle dämpft die Schritte des Patienten oder Orthesenschuh-Trägers. So sorgt sie für **Druckentlastung** und ein hervorragendes Laufgefühl.

Das innovative EXTRALIGHT®-Material, das für unsere Sohlen verwendet wird, ist zudem **besonders leicht**. Es trägt zum geringem Gesamtgewicht der Perpedes Therapieschuhe bei. Ideal, um die Dynamik der Patienten zu steigern.

Bei unseren Schuhen mit weißer EXTRALIGHT® Sohle entsteht kein Abrieb auf Böden – unsere Halbschuhe in sportlichen Designs eignen sich daher auch perfekt als Hallenschuhe.

EXTRALIGHT® hält zudem extremen Temperaturen und Bedingungen stand und ist im normalen Alltagsgebrauch **verschleißfest und langlebig**. Auch unter Dauerbelastung behält es seine

dämpfenden Eigenschaften und bleibt elastisch, was ein gutes Abrollen garantiert. Die perfekte Basis also für unsere Perpedes Therapieschuhe.



SOHLEN FÜR BESTE BODENHAFTUNG

Sie ist die Basis eines jeden Schuhs, schützt den Fuß und ist der wichtigste Boden unter unseren Füßen: die Schuhsohle. Wir verraten, welche Schuhsohlen Perpedes im Therapieschuhbereich

verwendet und was sie auszeichnet. Eines vorab, alle Sohlentypen haben eine breite Standfläche für eine bessere Gangstabilität und unterstützen die natürliche Abrollbewegung.

THERMOPLASTISCHE GUMMISOHLE – DIE ROBUSTE

- Kurz: TR-Sohle
- Gute Rutschfestigkeit durch tiefe Profilstärke
- Lange Haltbarkeit durch hohe Abriebfestigkeit
- Leichter als vergleichbare Sohlen aus Gummi



PROFILSOHLEN
BEIM MODELL KINGSTON,
TORONTO UND ONTARIO
BIS GRÖ E 39


EVA-GUMMILAUF SOHLE – DIE DYNAMISCHE

- Hervorragender Grip
- Hohe Flexibilität im Vorfußbereich
- Langlebig durch hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Stabilität im Rückfußbereich



NEU

PROFIL-SCHALENSOHLN
BEIM MODELL KINGSTON,
TORONTO UND ONTARIO
AB GRÖ E 40



PERPEDES WINTERPROFILSOHLE – DIE SICHERE

- Griffige Gummilaufsohle mit integriertem EVA-Keil
- Gute Rutschfestigkeit
- Individuelle Schuhzurichtungen sind möglich
- Lange Haltbarkeit durch hohe Abriebfestigkeit



SÄGEZAHNSOHL – DIE BEWÄHRTE

- Griffige Gummilaufsohle mit integriertem EVA-Keil
- Hohe Rutschfestigkeit durch das Sohlenprofil
- Lange Haltbarkeit durch hohe Abriebfestigkeit
- Individuelle Schuhzurichtungen sind möglich



CILINDRETTI SOHLE – DIE SPEZIELLE

- Gummilaufsohle mit integriertem EVA-Keil
- Individuelle Schuhzurichtungen sind möglich



PERPEDES EXTRALIGHT – DAS LEICHTGEWICHT

- Geringes Gewicht und hohe Rutschfestigkeit
- Hohe Flexibilität und gute Dämpfung
- Sehr gute Druckentlastung
- Lange Haltbarkeit durch hohe Abriebfestigkeit
- Individuelle Schuhzurichtungen sind möglich
- Weiße Sohle: Non-Marking, geeignet für die Halle



AUCH ALS
ZUBEHÖRARTIKEL
ERHÄLTlich

VIBRAM® EVA SOHLE – DIE VERTRAUTE

- Schrittdämpfende Eigenschaften
- Widerstandsfähig und besonders langlebig




ÜBERSICHT

ORTHESENSCHUHE

SANDALEN UND BALLERINAS

3-WEITEN-SYSTEM

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖÖE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
 PISA	02CT 05CT 08CT	OT2 OT5 OT8	26 – 40 26 – 40 26 – 40	Pink	Glattleder, Textilmaterial	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle weiß	Klettverschluss	8
 IMOLA	02CU 05CU 08CU	OT2 OT5 OT8	26 – 42 26 – 42 26 – 42	Dunkelblau	Glattleder, Textilmaterial	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle schwarz	Klettverschluss	9
 COMO CAMO LIGHT	02CP 05CP 08CP	OT2 OT5 OT8	24 – 45 24 – 45 24 – 45	Braun/Schwarz	Glattleder, gewachst Textilmaterial	Textil	EXTRALIGHT®, flexibel, schwarz	Klettverschluss	10
 BARI LIGHT	02CQ 05CQ 08CQ	OT2 OT5 OT8	24 – 45 24 – 45 24 – 45	Dunkelblau/Grau	Nubukleder, Textilmaterial	Textil	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Klettverschluss	11
 LUCCA LIGHT	02AV 05AV 08AV	OT2 OT5 OT8	22 – 45 22 – 45 25 – 45	Grau	Glattleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, schwarz	Klettverschluss	12
 SIENA LIGHT	02AX 05AX 08AX	OT2 OT5 OT8	22 – 40 22 – 40 25 – 40	Rosa	Glattleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Klettverschluss	13
 FLORIDA LIGHT	02AL 05AL 08AL	OT2 OT5 OT8	20 – 42 20 – 42 25 – 42	Pink	Glattleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Klettverschluss	14
 ✱ RAVENNA LIGHT	02AR 05AR	OT2 OT5	20 – 42 20 – 42	Rot	Glattleder	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Klettverschluss	15
 FARFALLA LIGHT	02AW 05AW	OT2 OT5	20 – 38 20 – 38	Rosa / Schmetterling-Print	Glattleder	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Klettverschluss	16
 ✱ NOVARA LIGHT	02CA 05CA 08CA	OT2 OT5 OT8	20 – 42 20 – 42 25 – 42	Schwarz	Nubukleder, Lackleder	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, schwarz	Klettverschluss	17

SANDALEN UND BALLERINAS

2-WEITEN-SYSTEM


NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖÖE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
★ COMO CAMO	OT63 NS63	OT NS	24 – 45 24 – 45	Braun/Schwarz	Nubukleder, Textilmaterial	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Klettverschluss	18
									
OLBIA	OTAP NSAP	OT NS	24 – 42 24 – 42	Bordeaux/Rosa	Glattleder	DryFeet	EVA-Sohle, schwarz	Klettverschluss	18
									
ANCONA	OTAS NSAS	OT NS	24 – 45 24 – 42	Warmes Grau	Glattleder	DryFeet	EVA-Sohle, schwarz	Klettverschluss	19
									
SAFARI	OT21 NS21	OT NS	20 – 45 18 – 40	Braun / Schwarz	Nubukleder	DryFeet	EVA-Sohle, schwarz	Klettverschluss	19
									
GENUA	OT34 NS34	OT NS	20 – 40 18 – 40	Rot / Beige	Glattleder gewachst, Nubukleder	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige	Klettverschluss	20
									
BIBIONE	OT67 NS67	OT NS	20 – 40 18 – 40	Beige / Rosa	Glattleder gewachst,, Nubukleder	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige	Klettverschluss	20
									
BERGAMO	OT68 NS68	OT NS	20 – 45 18 – 45	Braun	Nubukleder	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige	Klettverschluss	21
									

ALLE MODELLE
SIND AUCH
UNPAARIG
BESTELLBAR

★ Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

BOA HALBSCHUHE

3-WEITEN-SYSTEM

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖÖE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
LEON	O2BK O5BK O8BK	OT2 OT5 OT8	26 – 48 26 – 48 26 – 48	Schwarz	Glattleder, Nubukleder	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Boa® Fit System	25
									
TAVIRA	O2BM O5BM O8BM	OT2 OT5 OT8	26 – 42 26 – 42 26 – 42	Lila	Veloursleder, Textilmaterial	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, weiß	Boa® Fit System	26
									
LISSABON LIGHT	O2BC O5BC O8BC	OT2 OT5 OT8	26 – 42 26 – 42 26 – 42	Lila	Veloursleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, weiß	Boa® Fit System	27
									
LEIRA	O2BL O5BL O8BL	OT2 OT5 OT8	26 – 42 26 – 42 26 – 42	Weiß	Glattleder, Textilmaterial	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, weiß	Boa® Fit System	28
									
ALMADA LIGHT	O2BG O5BG O8BG	OT2 OT5 OT8	26 – 42 26 – 42 26 – 42	Weiß	Glattleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, weiß	Boa® Fit System	29
									
AVEIRO	O2BN O5BN O8BN	OT2 OT5 OT8	26 – 45 26 – 45 26 – 45	Blau	Veloursleder, Textilmaterial	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, weiß	Boa® Fit System	30
									
MONTIJO LIGHT	O2BH O5BH O8BH	OT2 OT5 OT8	26 – 45 26 – 45 26 – 45	Blau	Veloursleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, weiß	Boa® Fit System	31
									
LAGOS LIGHT	O2BF O5BF O8BF	OT2 OT5 OT8	26 – 42 26 – 42 26 – 42	Schwarz	Glattleder, Reflexmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, schwarz	Boa® Fit System	32
									
PORTO LIGHT	O2BB O5BB O8BB	OT2 OT5 OT8	26 – 48 26 – 48 26 – 48	Schwarz	Nubukleder; Leder beschichtet	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, schwarz	Boa® Fit System	33
									
BARREIRO LIGHT	O2BI O5BI O8BI	OT2 OT5 OT8	26 – 48 26 – 48 26 – 48	Schwarz	Nubukleder, Glattleder	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, schwarz	Boa® Fit System	33
									
MAIA LIGHT	O2BJ O5BJ O8BJ	OT2 OT5 OT8	26 – 42 26 – 42 26 – 42	Pink	Glattleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, weiß	Boa® Fit System	34
									

BOA HALBSCHUHE

3-WEITEN-SYSTEM

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖßE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
FARO LIGHT	O2BA O5BA O8BA	OT2 OT5 OT8	26 – 43 26 – 43 26 – 43	Schwarz / Camouflage	Nubukleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, schwarz	Boa® Fit System	35
									
CORDOBA LIGHT	O2BE O5BE O8BE	OT2 OT5 OT8	26 – 48 26 – 48 26 – 48	Braun	Glattleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, schwarz	Boa® Fit System	35
									

HALBSCHUHE

3-WEITEN-SYSTEM

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖßE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
CHICAGO 	O2CV O5CV O8CV	OT2 OT5 OT8	24 – 45 24 – 45 24 – 45	Anthrazit	Nubukleder	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Schnürung / Reißverschluss	38
									
VERMONT LIGHT	O2CS O5CS O8CS	OT2 OT5 OT8	24 – 45 24 – 45 24 – 45	Schwarz	Glattleder perforiert, Veloursleder	DryFeet	EXTRALIGHT®, flexibel, weiß	Schnürung / Reißverschluss	40
									
WYOMING	O2CR O5CR O8CR	OT2 OT5 OT8	24 – 45 24 – 45 24 – 45	Schwarz	Nubukleder, gefettet; Spaltleder, PUR-beschichtet	DryFeet	TR-Sohle, schwarz	Schnürung / Reißverschluss	40
									
OKLAHOMA	O2CN O5CN O8CN	OT2 OT5 OT8	24 – 45 24 – 45 24 – 45	Blau	Glattleder beschichtet	DryFeet	TR-Sohle, weiß	Schnürung / Reißverschluss	41
									
MAINE	O2CO O5CO O8CO	OT2 OT5 OT8	24 – 42 24 – 42 24 – 42	Pink	Glattleder	DryFeet	TR-Sohle, weiß	Schnürung / Reißverschluss	41
									
* LEXINGTON LIGHT	O2CI O5CI O8CI	OT2 OT5 OT8	26 – 45 26 – 45 26 – 45	Schwarz / Grau	Nubukleder, Textilmaterial, Reflexmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, weiß	Schnürung	42
									
UTAH LIGHT	O2AJ O5AJ O8AJ	OT2 OT5 OT8	20 – 35 20 – 35 25 – 35	Blau	Glattleder	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, weiß	Klettverschluss	43
									

* Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

HALBSCHUHE

3-WEITEN-SYSTEM

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖÖE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
GEORGIA LIGHT	O253 O553 O853	OT2 OT5 OT8	20 – 35 20 – 35 25 – 35	Bordeaux	Glattleder, Veloursleder	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, schwarz	Klettverschluss	43
									
OHIO LIGHT	O2AA O5AA O8AA	OT2 OT5 OT8	20 – 42 20 – 42 25 – 42	Schwarz / Grün	Glattleder; Glattleder, perforiert	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, schwarz	Klettverschluss	44
									
OHIO	O211 O511 O811	OT2 OT5 OT8	40 – 48 40 – 48 40 – 48	Schwarz / Grün	Glattleder; Glattleder, perforiert	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Klettverschluss	45
									

HALBSCHUHE

2-WEITEN-SYSTEM

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖÖE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
NEWPORT LIGHT	OTAN NSAN	OT NS	26 – 45 26 – 45	Weiß / Blau	Glattleder; Glattleder, perforiert	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, weiß	Schnürung	46
									
SWANSEA LIGHT	OTA0 NSA0	OT NS	26 – 42 26 – 42	Weiß / Rosa	Glattleder, Nubukleder	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, weiß	Schnürung	46
									
* MANCHESTER	OT97 NS97	OT NS	22 – 45 22 – 45	Schwarz	Glattleder; Glattleder, perforiert	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Schnürung	47
									
SACRAMENTO LIGHT	OT52 NS52	OT NS	26 – 45 26 – 45	Weiß / Schwarz	Glattleder, Veloursleder	Textil	EXTRALIGHT® flexibel, weiß	Schnürung	48
									
MODENA LIGHT	OTAM NSAM	OT NS	26 – 45 26 – 45	Weiß / Grau / Blau	Glattleder, Veloursleder	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, weiß	Klettverschluss	48
									
ILLINOIS	OT88 NS88	OT NS	24 – 45 24 – 45	Grau/Schwarz	Glattleder	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Klettverschluss	49
									
INDIANA	OT55 NS55	OT NS	24 – 40 24 – 40	Pink	Glattleder	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Schnürung / Reißverschluss	49
									
PORTLAND	OT82 NS82	OT NS	24 – 45 24 – 45	Grau / Blau	Veloursleder	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Schnürung / Reißverschluss	50
									

HALBSCHUHE

2-WEITEN-SYSTEM

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖßE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
 VENICE 2	OT81 NS81	OT NS	22 – 38 22 – 38	Rosa / Weiß	Glattleder, Nubukleder	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Klettverschluss	50
 SAN REMO	OT96 NS96	OT NS	22 – 45 22 – 45	Schwarz	Glattleder, perforiert; Nubukleder	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Klettverschluss	51
 WASHINGTON	OT56 NS56	OT NS	24 – 45 24 – 45	Schwarz	Nubukleder; Leder, beschichtet	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Schnürung / Reißverschluss	51

BOA HALBSCHUHE GEFÜTTERT ❄️

3-WEITEN-SYSTEM

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖßE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
 TOMAR	O2B0 O5B0 O8B0	OT2 OT5 OT8	26 – 42 26 – 42 26 – 42	Grau	Glattleder, Textilmaterial	Wollfutter	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Boa® Fit System	55
 SEVILLA LIGHT	O2BD O5BD O8BD	OT2 OT5 OT8	26 – 42 26 – 42 26 – 42	Grau	Glattleder, Textilmaterial	Wollfutter	PERPEDES EXTRALIGHT®, schwarz	Boa® Fit System	55

VERFÜGBARKEIT

Mit dem QR-Code unter dem abgebildeten Schuh-Modell im Katalog können Sie ganz einfach prüfen, ob Ihr Lieblingsschuh in Ihrer gewünschten Größe verfügbar ist.



Beispiel: CHICAGO

* Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

HALBSTIEFEL

3-WEITEN-SYSTEM

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖÖE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
LOUISIANA	O2CE O5CE O8CE	OT2 OT5 OT8	24 – 42 24 – 42 24 – 42	Rosa	Glattleder, geprägt	DryFeet	TR-Sohle, weiß	Schnürung / Reißverschluss	58
									
VIRGINIA	O2CD O5CD O8CD	OT2 OT5 OT8	24 – 42 24 – 42 24 – 42	Rot	Glattleder	DryFeet	TR-Sohle, weiß	Schnürung / Reißverschluss	59
									
KANSAS	O2CC O5CC O8CC	OT2 OT5 OT8	24 – 45 24 – 45 24 – 45	Grau	Glattleder	DryFeet	TR-Sohle, weiß	Schnürung / Reißverschluss	60
									
KENTUCKY	O2CB O5CB O8CB	OT2 OT5 OT8	24 – 45 24 – 45 24 – 45	Blau	Glattleder, beschichtet	DryFeet	TR-Sohle, weiß	Schnürung / Reißverschluss	60
									
ARIZONA	O2CK O5CK O8CK	OT2 OT5 OT8	24 – 45 24 – 45 24 – 45	Schwarz	Nubukleder	DryFeet	TR-Sohle, schwarz	Schnürung / Reißverschluss	65
									
MONTANA LIGHT	O2AB O5AB O8AB	OT2 OT5 OT8	24 – 42 24 – 42 25 – 42	Schwarz / Braun	Nubukleder, gefettet	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, schwarz	Klettverschluss	66
									
NEW JERSEY 2	O2AC O5AC O8AC	OT2 OT5 OT8	35 – 45 35 – 45 35 – 45	Schwarz	Nubukleder, gefettet	DryFeet	EVA-Keil mit griffiger Winterprofilsohle, schwarz	Klettverschluss	62
									
MICHIGAN LIGHT	O2AY O5AY O8AY	OT2 OT5 OT8	20 – 42 20 – 42 25 – 42	Schwarz	Nubukleder, gefettet; Leder, beschichtet	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, schwarz	Klettverschluss	67
									
★ ALABAMA LIGHT	O2AZ O5AZ O8AZ	OT2 OT5 OT8	20 – 42 20 – 42 25 – 42	Schwarz	Nubukleder, Lackleder	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, schwarz	Klettverschluss	63
									
★ OREGON LIGHT	O251 O551 O851	OT2 OT5 OT8	31 – 42 31 – 42 31 – 42	Schwarz	Nubukleder, gefettet; Leder, beschichtet	DryFeet	EXTRALIGHT® flexibel, schwarz	Schnürung	64
									

HALBSTIEFEL

2-WEITEN-SYSTEM

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖÖE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
------	----------	-------	-------	-------	--------------	-------------	-------	------------	-------

KINGSTON

OT59

OT

24 – 45

Camel

Nubukleder

DryFeet

TR-Sohle, beige

Schnürung

65



ORTHESENSCHUHE

HALBSTIEFEL GEFÜTTERT



3-WEITEN-SYSTEM

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖÖE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
------	----------	-------	-------	-------	--------------	-------------	-------	------------	-------

MINNESOTA

O2CM

OT2

24 – 45

Hellbraun

Nubukleder, gefettet

Teddyfell

TR-Sohle, schwarz

Schnürung /
Reißverschluss

68



DAKOTA

O2CL

OT2

24 – 45

Braun

Nubukleder, gefettet

Teddyfell

TR-Sohle, schwarz

Schnürung /
Reißverschluss

69



WISCONSIN

O2CH

OT2

24 – 45

Blau

Nubukleder, gefettet

Teddyfell

TR-Sohle, schwarz

Schnürung /
Reißverschluss

70



IDAHO

O2CG

OT2

24 – 42

Bordeaux

Leder mit floralem Print

Teddyfell

TR-Sohle, schwarz

Schnürung /
Reißverschluss

71



NEBRASKA

O2CF

OT2

24 – 45

Schwarz

Beschichtetes Leder mit
3D-Haptik

Teddyfell

TR-Sohle, schwarz

Schnürung /
Reißverschluss

71



DAS PERPEDES KERN-SORTIMENT

Modelle, die dieses Symbol tragen, sind sofort in handelsüblichen Mengen verfügbar und werden blitzschnell an euch geliefert.



* Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

HALBSTIEFEL GEFÜTTERT



2-WEITEN-SYSTEM

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖÖE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
OSLO	OFAU NFAU	OT NS	20 – 42 20 – 42	Pink	Nubukleder, gefettet	Lammfell TR-Sohle, grau	Klettverschluss	72
								
HELSINKI	OF47 NF47	OT NS	20 – 45 20 – 45	Braun	Nubukleder	Lammfell TR-Sohle, beige	Klettverschluss	73
								
BERGEN	OF48 NF48	OT NS	20 – 45 20 – 45	Schwarz	Nubukleder, wasserabweisend	Lammfell TR-Sohle, grau	Klettverschluss	73
								
* CARDIFF	OF45 NF45	OT NS	24 – 39 24 – 40	Bordeaux/ Brombeer	Glattleder, Nubukleder	Teddyfell TR-Sohle, schwarz	Klettverschluss	74
								
TORONTO	OF70 NF70	OT NS	24 – 45 24 – 45	Camel	Nubukleder	Teddyfell TR-Sohle, beige	Schnürung	75
								
ONTARIO	OF69 NF69	OT NS	24 – 45 24 – 45	Braun	Nubukleder, gefettet,	Teddyfell TR-Sohle, schwarz	Schnürung	75
								

ANTIVARUSSCHUHE

SANDALEN UND BALLERINAS

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖÖE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
* COMO CAMO	AV63 NS63	AV NS	24 – 40 24 – 45	Braun/Schwarz	Nubukleder, Textilmaterial	Textil EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Klettverschluss	18
								
SAFARI	AV21 NS21	AV NS	18 – 38 18 – 40	Braun / Schwarz	Nubukleder	DryFeet EVA-Sohle, schwarz	Klettverschluss	19
								
BERGAMO	AV68 NS68	AV NS	18 – 40 18 – 45	Braun	Nubukleder	DryFeet EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige	Klettverschluss	21
								
GENUA	AV34 NS34	AV NS	18 – 40 18 – 40	Rot / Beige	Glattleder, Nubukleder	DryFeet EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige	Klettverschluss	20
								

HALBSCHUHE

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖßE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
★ MANCHESTER	AV97 NS97	AV NS	22 – 40 22 – 45	Schwarz	Glattleder, perforiert Glattleder Glattleder, beschichtet	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Schnürung	47
									
VENICE 2	AV81 NS81	AV NS	22 – 38 22 – 38	Rosa / weiß	Glattleder, Nubukleder	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Klettverschluss	50
									
SAN REMO	OT96 NS96	OT NS	22 – 45 22 – 45	Schwarz	Glattleder, perforiert; Nubukleder	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Klettverschluss	51
									

HALBSTIEFEL GEFÜTTERT ❄️

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖßE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
OSLO	AFAU NFAU	AV NS	20 – 40 20 – 42	Pink	Nubukleder, gefettet	Lammfell	TR-Sohle, grau	Klettverschluss	72
									
HELSINKI	AF47 NF47	AV NS	20 – 40 20 – 45	Braun	Nubukleder	Lammfell	TR-Sohle, beige	Klettverschluss	73
									
BERGEN	AV48 NF48	AV NS	20 – 40 20 – 45	Schwarz	Nubukleder, wasserabweisend	Lammfell	TR-Sohle, grau	Klettverschluss	73
									

- OT2 ORTHESE (< 4 MM WANDSTÄRKE)
- OT5 ORTHESE (4 – 6 MM WANDSTÄRKE)
- OT8 ORTHESE (7 – 10 MM WANDSTÄRKE)
- OT ORTHESE (3 – 4 MM WANDSTÄRKE)
- NS NORMALSCHUH
- AV ANTIVARUS
- 3W 3-WEITEN-SYSTEM
- NEU NEUHEIT
- AV ANTIVARUS

* Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.



WIR SIND FÜR DICH DA!

MO. – DO. 08.00 – 16.00 UHR

FR. 08.00 – 15.00 UHR

T: +49 (0)7021 738 30 - 104

schuhe@perpedes.de



www.perpedes.shop

Bestellung und Beratung:
Mo. – Do.: 8.00 Uhr – 16.00 Uhr
Fr.: 8.00 Uhr – 15.00 Uhr
T. +49 (0)7021 738 30-104
F. +49 (0)7021 738 30-298
schuhe@perpedes.de

Adresse für Rücksendungen
Perpedes GmbH
Tannenbergstr. 139
D-73230 Kirchheim/Teck
Germany