



**EHC
KLOTEN**



Brunner Orthopädie GmbH offizieller Dienstleistungs-Partner
vom EHC Kloten und der Rapperswil-Jona Lakers.



ORTEMA

Sport-Protection-Partner

Brunner Sport-Equipment Eishockey



St. Gallen
Rorschacherstrasse 170
CH-9000 St. Gallen
Telefon 071 544 99 80
brunner@brunner-orthopaedie.ch

Rumlikon
Dorfstrasse 28
CH-8332 Rumlikon
Telefon 043 523 01 24
admin@brunner-orthopaedie.ch

Weinfelden
Schuhhaus
Rathausstrasse 39
CH-8570 Weinfelden
Telefon 071 620 23 13
schuhhaus@brunner-orthopaedie.ch

Chur
Wiesentalstrasse 135
CH-7000 Chur
Telefon 081 523 88 88
info@brunner-orthopaedie.ch



Optimale Unterstützung für Ihren
Sport.

06/2026

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf unserer
Website www.brunner-orthopaedie.ch.



Warum orthopädische Schuheinlagen?

Eishockey ist ein intensiver Sport, der schnelle Bewegungen, abrupte Richtungswechsel und konstante Belastungen auf Füße und Gelenke mit sich bringt. Orthopädische Schuheinlagen bieten folgende Vorteile:

Verbesserte Stabilität:

Unterstützen den Fuss und reduzieren das Risiko von Verletzungen.

Optimale Druckverteilung:

Mindern Druckpunkte und sorgen für gleichmässige Belastung.

Komfort und Unterstützung:

Reduzieren Schmerzen und Ermüdung durch eine bessere Fusshaltung.

Bessere Balance und Kontrolle:

Durch optimalen Halt und Unterstützung des Fusses.

Erhöhte Ausdauer:

Weniger Ermüdung durch verbesserten Komfort.

Prävention von Verletzungen:

Durch verbesserte Fussausrichtung und Dämpfung. (Knöchel/Knie/Hüfte/ Rücken)

Optimale Kraftübertragung:

Verbesserte Kraftübertragung vom Schlittschuh auf das Eis.

Schuheinlagen nach Mass

Unsere Philosophie besteht darin, nicht nur die Symptome wie Schmerz oder Bewegungseinschränkung zu behandeln, sondern die Ursache ausfindig zu machen und zu optimieren.

Unser Ziel ist es, eine grösstmögliche Fussbeweglichkeit zur Aktivierung der Muskulatur zu erreichen. Dadurch wollen wir das Wohlbefinden unserer Kundinnen und Kunden verbessern.

Einlagen können als Vorbeugung oder zur Behandlung/Entgegenwirkung von Beschwerden abgegeben werden:

- Muskelprobleme wie Zerrungen und Verhärtungen
- Sehnenentzündungen
- Bänderrisse
- Gelenksbeschwerden
- Einschlafende Zehen
- Rückenschmerzen beim Gehen
- Druckschmerzen unter den Fussballen

Brunner Einlagen-Paket:

Orthopädische Schuheinlagen
nach Mass

von CHF 200.00
bis CHF 410.80



Die Einlagen sorgen für eine gute Kraftübertragung vom Schlittschuh auf das Eis.

Ablauf

Schritt 1

Erstellung elektronischer 3D Fuss Scan
Statische und dynamische Analyse
Bildliche Dokumentation

Schritt 2

Massgenaue Herstellung der Einlagen
Verwendung von ausschliesslich hochwertigem
EVA-Material oder 3D-Druck

Schritt 3

Anprobe und Anpassung


Schritt 4

Optimierung der Einlagen bei Bedarf
*Hinweis: Aufgrund der individuellen Diagnose und
Empfindung variiert die Gewöhnungszeit zwischen
2-5 Wochen*

Schritt 5

Empfehlung einer Kontrolle der Einlagen nach einem
Jahr

Welche Einlagen benötige ich?



Carbonsohle/strong

CNC-gefräste
Einlagen in
diversen Härten

Jede einzelne Ein-
lage wird bei uns
in St. Gallen selbst
produziert

3D-Druck



Akute Druckentlastung am Fussrücken

Spüre den eisigen Adrenalinrausch

Beschreibung:

Die X-Foot Polsterstrümpfe eignen sich ideal für Eishockeyschuhe dank ihres dünnen und eng anliegenden Materials. Das integrierte Gelpolster sorgt für eine gleichmässige Verteilung von Druck und Stössen im Knöchelbereich. Der Strumpf lässt sich leicht über den Fuss ziehen und das Polster kann individuell positioniert werden. Es absorbiert Druckspitzen und schützt vor Schmerzen sowie Hautirritationen an den Innen- und Aussenknöcheln.

Gel-Pads:

Die Gelpolster lassen sich einfach und schnell im Strumpf anbringen. Sie bieten Schutz für die inneren und äusseren Knöchel, indem sie Druckspitzen abfedern und Schmerzen sowie Hautirritationen im empfindlichen Knöchelbereich verhindern.



Gel-Pads long



Gel-Pads in Box

Dank ihres schlanken Designs passen die Polster problemlos auch in eng anliegende Schlittschuhe.



Back	CHF 45.00
Front	CHF 45.00
Front and Back	CHF 48.00
Front/Donut	CHF 45.00
Inside and Outside	CHF 48.00
Version Soko	CHF 48.00
Gel-Pads long (2 Stück)	CHF 32.00
Gel-Pads in Box (4 Stück)	CHF 35.00

Team-Preise auf Anfrage unter brunner@brunner-orthopaedie.ch

Version „Soko“ – Einsatz am Fussrücken bei akuten Problemen

K-COM Knieorthese



- Teilflexible Ober- und Unterschenkelschalen. Mit nur 1,5 mm dünnen Schalen in Sandwichbauweise.
- Verwindungssteife, rutschfreie Carbonfaserkonstruktion. Stabilisiert das Gelenk dort, wo es der Sportler braucht.
- Optimale anatomische Passform.
- Polyzentrische Gelenkschienen aus Titan. Flach, leicht und extrem stabil.
- Flexions - und Extensionsbegrenzung. Flexibel einstellbar.
- Gegenläufiges Sicherheitsverschluss-System. Damit die K-COM Knieorthese rutschfest sitzt ohne unnötig aufzutragen.

- Unter der Schutzkleidung tragbar.
- Schützt vor Knieverletzungen.
- Wird individuell angefertigt.
- Nach Kreuzbandriss-Operationen oder bei Arthrose.



Wir beraten Sie ganzheitlich!
E-Mail: brunner@brunner-orthopaedie.ch
Telefon: 071 544 88 90

K-COM KNIEORTHESE AUS CARBONFASER

Die K-COM Knieorthese ist die Carbonfaserorthese mit Titan-Gelenkschienen, die nach Gipsabdruck zu 100% individuell gefertigt wird. Sie kann zur Vermeidung von Knieverletzungen eingesetzt werden, kommt aber auch nach Kreuzbandriss-Operationen oder bei Arthrose zum Einsatz.

Die K-COM zeichnet sich durch perfekte Passform, geringstes Gewicht trotz optimaler Stabilität aus und besticht durch ihre Rutschfestigkeit.

K-COM Orthese	Preis auf Anfrage
---------------	-------------------



„MX-Socks“

Mit Fussteil und einer speziellen Zone in der Kniekehle, um Druckstellen zu verhindern.



Modell „Müller“

Für noch mehr Hautkontakt mit Silikonbeschichtung.



„Kompression“

Fördert die Regeneration.



MX-Socks Größen: 39-42, 43-46	CHF 39.00
Model „Müller“ Größen: ca. 65cm lang bis 175cm ca. 80cm lang ab 175cm	CHF 19.00
Model „Airmax“	CHF 18.00



Schulterorthese:

Schutz und Stabilität für Ihre Schulter. Dank ihres leichten Designs bietet sie ausgezeichneten Tragekomfort. Die Gurtbänder ermöglichen eine statische

oder dynamische Begrenzung der Armbewegung. Sie ist für Extremsportarten geeignet.

Ellenbogenorthese:

Schutz und Stabilität nach Mass. Die Orthese wird individuell für Sie angefertigt. Dank ihres leichten Designs bietet sie ausgezeichneten Tragekomfort. Die Gurtbänder ermöglichen eine statische oder dynamische Begrenzung der Armbewegung. Die Orthese ist für Extremsportarten geeignet.



Skate-Schlagschutz:

Verlängert die Lebensdauer Ihrer Schlittschuhe. Bietet effektiven Schutz vor Pucks und Schlägen, für die Füße der Spieler. Hergestellt aus besonders leichtem und robustem Polycarbonat.

Reduziert
schmerzhafte
Schläge



Goalie-Pads:

Bedürfnisse der Torhüter - Eine Carbonschale schützt den Oberschenkel, während das Kniegelenk durch eine äusserst robuste Kunststoffkappe gesichert wird. Ein flexibler Schaumstoff-Inliner passt sich der Beinkontur an und dämpft Schläge effektiv ab.

Schulterorthese	Preis auf Anfrage
Ellbogenorthese	Preis auf Anfrage

Skate-Schlagschutz nach Mass	CHF 199.00
Goalie-Pads	ab CHF 500.00



Rippenschutz-Shirt:

Schlagschutz im Bereich der Rippen. Die Pads sind herausnehmbar und von Hand zu waschen, das T-Shirt bei 30 Grad in die Waschmaschine.

Handorthese:

Die Handorthese verhindert eine Überdehnung des Handgelenks bei einem Sturz. Sie ist äusserst leicht und dennoch sehr stabil.



Rückenschutz

Starke Nerven, starker Schuss



EHC-Rückenschutz:

- Schützt vor Schlägen im Bereich der Lendenwirbel
- Minimales Gewicht
- Passt sich jeder Rückenform an
- Belüftungseigenschaft

Ortho-Max light:

- leichter Rückenprotector
- optimale Passform
- Atmungsaktivität
- integrierter Durchschlagschutz

Handgelenkbandage:

Handgelenkbandage mit Stabilisierungsgurt. Diese Bandage besteht aus elastischem Material und bedeckt das Handgelenk.



Fingerorthese:

Die Orthese wird individuell der Verletzung angepasst, sie stützt oder stabilisiert die betroffene Fingerregion.



EHC-Rückenschutz	CHF 129.00
Ortho-Max light	CHF 179.00
Rippenschutz	CHF 189.00

Handorthese	CHF 147.00
Handgelenksbandage	CHF 15.90
Fingerorthese	Preis auf Anfrage



Lumbo-X Nierengurt:

- leichter Rückenprotector
- optimale Passform
- Atmungsaktivität
- integrierter Durchschlagschutz

Lumbo-X Nierengurt
von CHF 89.00 bis CHF 98.00

Handgelenkschoner:

Schlagschutz für das Handgelenk.
Der Schutz lässt sich leicht unter dem Handschuh tragen.



Die individuelle Versorgung nach Mass

Teamgeist auf gefrorenem Boden



Daumenschutz:

Ein Daumenschutz schützt den Daumen vor Verletzungen durch Schläge. Er besteht aus robustem Material und ist in den Handschuh integriert.



Frakturorthesen Fingerverrenkungen:

Frakturorthesen nach Mass, individuell anpassbar. Sie werden eingesetzt nach Operationen oder Verletzungen.

Band-/ Kapsel-/ Handgelenksverletzungen

Sie bieten Stabilisierung und Schutz für verletzte Bänder, Kapseln und Handgelenke, um die Heilung zu unterstützen.



Slideboard:

Innerhalb kurzer Zeit lässt sich die gesamte Muskulatur effektiv trainieren, selbst auf begrenztem Raum. Das 260 cm lange ORTEMA Slideboard verfügt über stabile Anschläge, eine extrem gleitfähige Oberfläche und eine rutschfeste Unterseite. Es ist leicht zusammenzurollen und zu transportieren.

Beschreibung:

- Slideboard
- Gurt zur Fixierung
- 1 Paar Slideboard Booties
- 1 Paar Handschuhe
- Tragetasche



ORTEMA

Handgelenkschoner	Preis auf Anfrage
Frakturorthesen	
Daumenschutz	

Slideboard	CHF 320.00
Grössere Stückzahlen auf Anfrage	



GENU-HIT® SUPREME

Dank der Intarsia-Komfortzone sitzt die Bandage ohne Falten. Die anatomisch geformte SPORLASTIC AIR-MATRIX Silikonpelotte sorgt für Druckentlastung und führt die Patella. Zusätzlich bieten seitliche Spiralfedern Stabilität. Das atmungsaktive 3D-Flachgestrick besteht aus recyceltem Garn.



GENU-HIT

Diese Kniebandage ist mit einer ringförmigen Silikon-einlage und seitlichen Verstärkungen ausgestattet.

Die Komfortzone mit Intarsia-Technik garantiert eine faltenfreie Passform und fördert den Blut- und Lymphfluss. Der dünne, druckentlastende Rand der Bandage sorgt für hohen Tragekomfort.

KASSELER PATELLARSEHNENBANDAGE

Effektive Propriozeptions-bandage für Arbeit und Alltag.

Die feinnoppierte Propriozeptionspelotte besitzt eine Aussparung an der Spitze der Patella. Der anatomisch geformte Gurt bietet einen hohen Tragekomfort.



GENU-TEX®

Die neue Softorthese GENU-TEX® ACL bietet eine einzigartige Kombination aus dem Komfort einer medizinischen Bandage und der Stabilität einer festen Orthese. Durch ihre rotierbaren Gelenkflügel, die sich den Bewegungen des Beins anpassen, unterstützt sie die Bewegungen des Kniegelenks optimal.



GENU-HIT® SUPREME	CHF 125.40
GENU-HIT	CHF 118.90

KASSELER PATELLARSEHNENBANDAGE	CHF 109.20
GENU-TEX®	Preis auf Anfrage



OMO-HIT®

Schulter-Oberarmfixierung für die frühfunktionelle Behandlung.

Wirkung:

- Postoperative Physiotherapie
- Schulterruhigstellung mit Unterarmschlinge
- Stabilisierung und Führung der Schulter
- Achselfreiheit für Komfort
- Schnelles, schonendes Anlegen



OMO-LUX®

Schulterluxations-Orthese mit fester Führung bei freier Funktion.

Wirkung:

- Begrenzbare physiologische Gelenkbewegung
- Stabile, funktionelle Schulterführung
- Vermeidung von Schultersteife
- Achselgurt
- Anatomisch geformte Schalenführung

OMO-HIT®	CHF 138.35
OMO-LUX®	Preis auf Anfrage

OLECRANON BANDAGE

Ellenbogenbandage mit Silikonprofileinlage um das Olecranon.

Wirkung:

- Druckentlastung beim Aufliegen
- Schutz des gesamten Ellenbogens
- Regeneration geschädigten Gewebes
- Silikonprofil umfasst den Olecranon



OLECRANON-BANDAGE	CHF 125.40
-------------------	------------

Unser Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre körperliche Beweglichkeit wiederzuerlangen und zu bewahren.

Sie erreichen uns telefonisch unter **071 544 99 80** oder per Mail unter **brunner@brunner-orthopaedie.ch**.

Wir beraten Sie ganzheitlich – von Kopf bis Fuss!



Coreshorts:

Um Verletzungen wie Zerrungen, Überdehnungen im Leistenbereich sowie Probleme mit Hüften und Adduktoren vorzubeugen oder nach Verletzungen zu behandeln, sind Coreshorts eine empfehlenswerte Lösung.

Grösse: XXS - XXL

Coreshorts

CHF 120.00



Power Shorts:

Die Hose mit integriertem X-förmigen Stabilisierungssystem entlasten die Sehnenansätze in der Leiste und stabilisieren die Hüfte. Sie reduzieren Schmerzen und unterstützen bei intensiven und explosiven Bewegungen.

Grösse: S, M, L, XL

Power Shorts

CHF 98.00



X-Pants LP:

Sie bietet Schutz vor Schlägen und Stössen im Hüftbereich. Hergestellt aus atmungsaktivem Material, verfügt sie über schlagabsorbierendes Polyurethan mit einer erweiterten Dämpfungsfläche für Hüfte und Oberschenkel.

Grösse: S - XXL

X-Pants LP

ab CHF 85.00

Ohne Sitzpolster CHF 119.00

Mit Sitzpolster CHF 129.00




Anpassung der Schutzkleidung:

Wir bieten Sonderanfertigungen an, die wir individuell in die Schutzkleidung einnähen. Zum Beispiel:

- Spezielle Polsterungen
- Reparaturen an der Schutzkleidung
- Adaptionen an dem Schlittschuh

Wir fertigen nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen.





Massgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse

Gemeinsam finden wir die perfekte Lösung für Sie. Ihr Schutz und Ihre Zufriedenheit sind unser Antrieb. Wir passen Ihre bestehenden Eishockeyschuhe oder Schutzkleidung individuell für Sie an.

- **Perfekte Passform:** Jedes Stück wird nach Ihren Vorgaben angepasst.
- **Hochwertige Materialien:** Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sind garantiert.
- **Innovative Schutzlösungen:** Massgefertigte Schutzelemente für maximale Sicherheit.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns darauf, Ihnen weiterzuhelfen und Ihre individuellen Wünsche zu erfüllen.

Kontaktieren Sie uns noch heute!



Kontaktieren Sie uns für Ihre massgeschneiderte Lösung!

E-Mail: brunner@brunner-orthopaedie.ch
 Telefon: 071 544 99 80
www.brunner-orthopaedie.ch

Scannen Sie unseren QR-Code für weitere Informationen:

